



SMOOTHSKIN
bare+

GHID DE UTILIZARE

10 minutes and *voilà!*

Bine ați venit la SMOOTHSKIN BARE+

Felicitări! Ați intrat într-o lume plină de frumusețe, delicatețe și comoditate. Lăsați în urmă vremea epilării cu ceară! Cu noul sistem de epilare SMOOTHSKIN BARE+ cu impulsuri intense de lumină (IPL), vă puteți aștepta la o piele netedă și moale, care durează atât de mult încât veți uita de picioare aspre sau axile înțepătoare! Spuneți adio benzilor de ceară – SMOOTHSKIN este aici pentru a rămâne!

Participați la conversația din cadrul „programului de asistență” din camera de înfrumusețare de pe site-ul www.smoothskin.com unde puteți face schimb de idei și puteți obține sfaturi de specialitate pe parcursul tratamentului dvs.

CUPRINS

1.1 AVERTISMENTE	3	4.4 METODA DE TRATAMENT – STAMP SAU GLIDE	12
1.2 PRECAUȚII	6	4.5 OPRIRE	12
1.3 SIGURANȚA OCHILOR	7	5.0 POST-TRATAMENT	12
2.0 INTRODUCERE	9	5.1 REACȚII ADVERSE POSIBILE	12
2.1 APARATUL SMOOTHSKIN	9	5.2 TABEL REACȚII ADVERSE	13
3.0 CUM FUNCȚIONEAZĂ	9	5.3 CURĂȚARE, ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE	14
3.1 CUM FUNCȚIONEAZĂ IPL?	9	6.0 INFORMAȚII	15
3.2 LA CE SĂ VĂ AȘTEPTAȚI	9	6.1 SPECIFICAȚII TEHNICE	15
4.0 MOD DE UTILIZARE	10	6.2 ELIMINARE (FINALUL DURATEI DE EXPLOATARE)	15
4.1 NOȚIUNI INTRODUCTIVE	10	6.3 GARANȚIE	15
4.2 FUNCȚII	11		
4.3 TRATAMENT	11		

1.1 AVERTISMENTE

NU UTILIZAȚI SMOOTHSKIN BARE+ dacă aveți pielea foarte închisă (consultați Graficul privind culoarea pielii de mai jos). Pielea foarte închisă poate absorbi prea multă energie și se poate răni (arsuri, decolorare sau cicatrici).



NU UTILIZAȚI SMOOTHSKIN BARE+ dacă pielea a fost bronzată artificial sau natural în trecutul recent. Pielea poate fi mai sensibilă în urma expunerii la soare și poate fi deosebit de susceptibilă la reacții adverse în urma tratamentului IPL (arsuri, bășici, decolorare sau cicatrici). De asemenea, evitați expunerea neprotejată la lumina directă a soarelui după tratamentul cu SMOOTHSKIN BARE+. Pielea poate fi extrem de sensibilă în urma tratamentului IPL și mai ales susceptibilă la arsuri solare. Folosiți protecție solară (cu SPF 15 sau mai mare) sau acoperiți pielea.

NU UTILIZAȚI SMOOTHSKIN BARE+ direct pe mameloane, organe genitale sau în jurul anusului. Aceste zone pot avea o culoare mai închisă a pielii și/sau o densitate mai mare a părului. Utilizarea dispozitivului în aceste zone poate provoca disconfort/durere sau poate răni pielea (arsuri, decolorare sau cicatrici).

NU UTILIZAȚI SMOOTHSKIN BARE+ dacă aveți un istoric de

cancer la piele sau leziuni pre-canceroase (de exemplu, nevi sau un număr mare de alunițe).

NU UTILIZAȚI SMOOTHSKIN BARE+ dacă aveți oricare dintre următoarele condiții, deoarece vă poate răni pielea sau înrăutăți condițiile existente. Este posibil să apară reacții adverse, cum ar fi arsuri, bășici și modificări ale culorii pielii (hipo sau hiperpigmentație) sau cicatrici:

- Pete închise sau negre, cum ar fi semne din naștere, alunițe sau negi în zona pe care doriți să o tratați.
- Afecțiune cronică a pielii (de exemplu psoriazis sau vitiligo) sau piele deteriorată (de exemplu, arsuri solare, tăieturi, răni deschise sau infecții active) în zonele pe care doriți să le tratați.
- Varicele în zona pe care doriți să o tratați.
- Tatuaje sau machiaj permanent în zona pe care doriți să o tratați. Dacă aveți o sensibilitate cunoscută la lumina soarelui (fotosensibilitate) sau luați medicamente care fac pielea mai sensibilă și provoacă fotosensibilitate, cum ar fi Retin A, Accutane și/sau alți retinoizi topici.

Dacă luați un produs medical, verificați întotdeauna prospectul cu instrucțiuni, pentru a vedea dacă fotosensibilitatea este listată ca reacție adversă. Dacă în continuare aveți dubii în ceea

ce privește utilizarea SMOOTHSKIN BARE+, solicitați asistență medicală.

NU UTILIZAȚI SMOOTHSKIN BARE+ dacă ați efectuat un tratament de exfoliere a pielii în zona pe care doriți să o tratați.

NU UTILIZAȚI SMOOTHSKIN BARE+ dacă sunteți gravidă sau alăptați, deoarece acest dispozitiv nu a fost testat în acest sens.

SMOOTHSKIN BARE+ nu este destinat utilizării de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, cu excepția cazului în care primesc supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea sigură și corectă a dispozitivului de la o persoană responsabilă pentru siguranța acestora.

SMOOTHSKIN BARE+ nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor sub 16 ani. Copiii nu trebuie să utilizeze, să întrețină, să curețe sau să se joace cu dispozitivul.

Filtrul de sticlă al dispozitivului SMOOTHSKIN BARE+ este o componentă foarte importantă care se va încălzi în timpul utilizării. NU atingeți filtrul în timpul sau imediat după utilizare. Verificați regulat filtrul pentru a identifica eventuale deteriorări. NU utilizați SMOOTHSKIN BARE+ dacă filtrul este crăpat sau lipsește.

Asigurați-vă că fereastra de tratament a dispozitivului SMOOTHSKIN BARE+ este curată și lipsită de impurități. Prezența impurităților pe fereastra de tratament sau în jurul

acesteia în timpul funcționării poate duce la modificări temporare ale pielii, cum ar fi înroșirea sau umflarea.

AVERTISMENT: Pot apărea semne de deteriorare a pielii după aplicarea prelungită sau repetată într-o anumită zonă
NU depășiți utilizarea specificată în regimul de tratament

1.2 PRECAUȚII

SMOOTHSKIN BARE+ nu este recomandat pentru părul roșu, gri sau foarte deschis, deoarece nu este eficient pentru aceste culori de păr.

Siguranța electrică și de incendiu

Valabil pentru orice dispozitiv electric, trebuie luate anumite precauții pentru a vă asigura siguranța.

Pericol

NU UTILIZAȚI SMOOTHSKIN BARE+ dacă este deteriorat;
De exemplu, dispozitiv fisurat, cablu deteriorat (fire interne vizibile), sticlă crăpată sau spartă pe dispozitiv etc.
Componentele interne conțin electricitate periculoasă.

NU UTILIZAȚI în apropiere de căzi, dușuri, bazine sau alte recipiente care conțin apă. Dacă SMOOTHSKIN BARE+ se umezește, nu trebuie utilizat. NU utilizați dacă dispozitivul a fost expus la apă.

Nu încercați **NICIODATĂ** să demontați SMOOTHSKIN BARE+, deoarece acest lucru vă poate expune la componente electrice periculoase și la energie cu impulsuri de lumină.

NU UTILIZAȚI dacă dispozitivul devine inconfortabil de cald la atingere. Este posibil ca acest lucru să indice că SMOOTHSKIN BARE+ este deteriorat.



1.3 SIGURANȚA OCHILOR

SMOOTHSKIN BARE+ emite flash-uri cu impulsuri intensive de lumină. Expunerea directă este potențial dăunătoare pentru ochi. Aveți grijă să urmați măsurile de siguranță de mai jos.

Dispozitivul poate fi activat (flash activ) numai dacă senzorul pentru culoarea pielii detectează o citire validă și este în contact complet cu zona de tratament. Cu toate acestea:

NU priviți direct spre fereastra de tratament a dispozitivului atunci când sistemul este conectat la energie electrică și este pornit.

NU încercați să activați (dispozitivul emite flash-uri) sistemul atunci când este îndreptat spre ochi.

Activați (dispozitivul emite flash-uri) sistemul NUMAI atunci când partea din față a dispozitivului este în contact cu zona pe care doriți să o tratați.

Vă recomandăm să nu priviți direct spre dispozitiv atunci când este declanșat pe piele.

NU tratați zonele din jurul ochilor (sprâncene sau gene).

SMOOTHSKIN BARE+ poate fi utilizat pentru a trata buza superioară, bărbia, obrazii, falca și gâtul la femei.

NU încercați să activați (dispozitivul emite flash-uri) SMOOTHSKIN BARE+ pe alte suprafețe decât pielea.

Filtru de sticlă



SMOOTHSKIN BARE+ este un dispozitiv care poate fi folosit de un singur utilizator; nu este destinat exclusiv femeilor, fiind potrivit și pentru uz masculin. SMOOTHSKIN BARE+ nu este recomandat pentru utilizare pe barba bărbaților, deoarece rezultatele pot fi permanente.

2.0 INTRODUCERE

2.1 APARATUL SMOOTHSKIN

Este o frumusețe! SMOOTHSKIN BARE+ este bazat pe impulsuri intense de lumină produse prin intermediul tehnologiei profesionale IPL. Aceasta înseamnă că atunci când vine vorba de epilare, SMOOTHSKIN BARE+ nu are competiție.




3.0 CUM FUNCȚIONEAZĂ

3.1 CUM FUNCȚIONEAZĂ IPL?

SMOOTHSKIN BARE+ este conceput pentru a întrerupe ciclul de creștere a părului și pentru a preveni reparația. Energia luminoasă este transferată prin suprafața pielii și este absorbită de melanina prezentă în firul de păr. Energia luminoasă este transformată în energie termică (sub suprafața pielii), ceea ce împiedică părul neplăcut să crească la loc. Acum puteți aștepta cu nerăbdare să vedeți cum cad firele de păr în mod natural pe parcursul a câteva zile sau 1-2 săptămâni.

3.2 LA CE SĂ VĂ AȘTEPTAȚI

Lucru interesant! Părul crește în trei faze distincte și consecutive și nu toate firele de păr sunt în aceeași fază într-un anumit moment. Tratatamentul IPL este eficient doar într-o singură fază („faza de creștere” Anagen – dacă vă întrebați) și de aceea trebuie să urmați regimul dvs. de tratament până când veți obține rezultatele dorite. Respectând regimul recomandat, este foarte probabil să îndepărtați firele de păr care v-au scăpat în tratamentele anterioare. Știință elementară!



Regimul de tratament: Mai întâi să menționăm la ce NU trebuie să vă așteptați. Așa cum este cazul pentru TOATE tratamentele de acasă cu IPL sau cu laser (nu credeți pe nimeni care vă spune altfel), un singur tratament nu va dura pentru totdeauna. Va trebui să continuați să tratați firele de păr periodic pentru a evita regenerarea părului; dar lucrul cel mai bun la SMOOTHSKIN BARE+ este faptul că acesta va împiedica reapariția părului atât timp cât veți continua tratamentul în mod regulat, așa că dacă respectați acest sfat nu veți mai avea niciodată picioare sau axile aspre. Ura!

Pentru rezultate optime trebuie să utilizați SMOOTHSKIN BARE+ săptămânal pe fiecare zonă de tratament, pentru a vă asigura că toți foliculii de păr sunt tratați.

Nu există niciun beneficiu suplimentar în utilizarea dispozitivului mai frecvent (pe o zonă respectivă a corpului), datorită ciclului normal de creștere a părului. Utilizarea dispozitivului mai frecvent poate provoca iritații ale pielii.

În primele săptămâni după tratamentele inițiale, veți observa în continuare creșterea unor fire de păr. Acestea sunt probabil firele de păr care nu au fost tratate în faza de creștere (atunci când IPL este cel mai eficient), așa că asigurați-vă că mențineți frecvența tratamentelor!

În 4 săptămâni, ar trebui să observați o reducere a creșterii părului. Vor mai rămâne câteva fire de păr care vor necesita tratament deoarece este nevoie să prindeți fiecare fir de păr în faza corectă, dar nu vă faceți griji, lucrurile se vor îmbunătăți de aici înainte - așadar continuați!

Reacții adverse: Nu vă așteptați să apară reacții adverse semnificative în urma tratamentelor. Dacă observați ceva ieșit din comun, consultați secțiunea 5.2 pentru mai multe informații

Păstrați pielea netedă tot timpul! După 12 săptămâni, toate firele de păr ar trebui să fie tratate și va fi nevoie doar de o sesiune la fiecare 2-3 săptămâni. Cu toate acestea, trebuie menționat că durata tratamentului pentru fiecare persoană este diferită (pentru că toți avem piele, păr, stil de viață diferite... chiar și genetica joacă un rol!), de aceea de acum încolo depinde de dvs. să stabiliți care este regimul potrivit.

Secretul pentru a avea o piele netedă și moale este să păstrați rutina și să respectați regimul de tratament. Dacă utilizați produsul în mod regulat, veți observa din ce în ce mai puține fire de păr regenerându-se. Aceste fire de păr ar trebui să fie, de asemenea, mai fine, mai deschise și să crească mai lent. Pe măsură ce trece timpul, veți putea înlocui complet rutina de ras.

Accesați site-ul web SMOOTHSKIN (www.smoothskin.com) pentru mai multe sfaturi și sugestii utile despre cum să utilizați și să obțineți cele mai bune rezultate de la SMOOTHSKIN BARE+.

4.0 MOD DE UTILIZARE

4.1 NOȚIUNI INTRODUCTIVE

1. Înainte de a utiliza SMOOTHSKIN BARE+, pregătiți zona care urmează a fi tratată asigurându-vă că este rasă (asigurându-vă că eliminați tot părul vizibil înainte de fiecare tratament), curățată și uscată. Orice fir de păr rămas pe suprafața pielii poate deteriora partea din față a dispozitivului și poate provoca reacții adverse. Rețineți, nu utilizați geluri sau creme cu acest dispozitiv!
2. Porniți dispozitivul. Conectați la sursa de alimentare utilizând cablul furnizat. Senzorul pentru culoarea pielii din partea frontală a dispozitivului va ilumina albastru și ventilatorul va porni.

Stați așa! S-o luăm pas cu pas...

Înainte de a începe primul tratament pe o zonă nouă a corpului, testați pielea (în acea zonă) pentru a vedea dacă există o reacție la SMOOTHSKIN BARE+. Zona de testare trebuie să fie de aproximativ 3 cm x 2 cm (echivalentul a două flash-uri unul lângă altul).

1. Urmăriți instrucțiunile din secțiunea „Noțiuni introductive” pentru a începe ca de obicei.
2. Tratați zona.
3. Așteptați 24 de ore.
4. Dacă nu apare nicio reacție după 24 de ore, puteți să continuați cu tratamentul. „Zona testată” NU trebuie tratată din nou timp de cel puțin o săptămână.

4.2 FUNCȚII


Senzor pentru culoarea pielii: SMOOTHSKIN BARE+ are un senzor unic și sofisticat pentru a determina culoarea pielii. În timpul unui tratament, senzorul este activ în mod continuu, căutând o culoare validă a pielii. Dacă senzorul nu detectează o culoare validă sau nu este în contact complet cu pielea, atunci dispozitivul nu poate fi activat. Asigurați-vă că dispozitivul este așezat plat pe pielea dvs., deoarece va putea detecta culoarea corectă numai dacă este apăsat pe piele.



4.3 TRATAMENT

- Apăsați ferm dispozitivul pe zona care urmează să fie tratată. Indicatorii din jurul butonului de activare vor ilumina ALB atunci când dispozitivul este gata să emită flash-uri.
- Apăsați butonul de activare. Dispozitivul va emite flash-uri și veți simți o senzație de căldură.
- Mutați dispozitivul pe următoarea zonă care trebuie tratată și reluați procedura!

Asigurați-vă că ÎNTREAGA ZONĂ este acoperită și tratați zonele mai aspre (cum ar fi axilele) cu mai multe aplicații (rulând dispozitivul pe aceeași zonă de maxim 3 ori).



Asigurați-vă că nu acoperiți orificiile de aerisire ale dispozitivului în timp ce tratați, deoarece acest lucru poate duce la supraîncălzirea dispozitivului. SMOOTHSKIN BARE+ este un dispozitiv extrem de rapid și puternic, permițându-vă să efectuați un tratament al întregului corp în mai puțin de 10 minute.

Orificii de aerisire



4.4 METODA DE TRATAMENT – STAMP SAU GLIDE

Există două metode recomandate pentru tratament - „Stamp” sau „Glide”. Pentru orice metodă alegeți, dispozitivul trebuie deplasat între flash-uri pentru a se asigura că zona este tratată uniform și nu există părți omise.

Metoda Stamp

Metodă optimă pentru zonele mici, cum ar fi axila și fața. Poziționați dispozitivul pe piele, apăsați și eliberați butonul de activare. Îndepărtați aparatul de pe piele înainte de a reaplica cu atenție pe următoarea zonă de tratament.

Dispozitivul trebuie să se reîncarce între flash-uri. Acest lucru va dura aproximativ o jumătate de secundă.

Metoda Glide

Metodă optimă pentru zonele mai mari, cum ar fi picioarele. Poziționați dispozitivul pe piele, apăsați lung butonul de activare, apoi glisați dispozitivul de-a lungul pielii între flash-uri. Încercați să deplasați dispozitivul la o viteză constantă, care să ofere o acoperire completă, având grijă să nu existe zone suprapuse sau omise.

4.5 OPRIRE

După ce ați terminat tratamentul, SMOOTHSKIN BARE+ trebuie deconectat de la priză electrică. Consultați secțiunea 5.3 pentru detalii despre cum să întrețineți în mod optim aparatul SMOOTHSKIN BARE+.

5.0 POST-TRATAMENT

5.1 REACȚII ADVERSE POSIBILE

SMOOTHSKIN BARE+ este un dispozitiv puternic. Unele persoane pot avea un ușor disconfort (de exemplu, căldură sau roșeață a pielii) în timpul utilizării - acest lucru este normal. Acest tip de reacție dispare de obicei în 24 de ore. Efectele sau reacțiile adverse sunt de obicei imediate sau apar în 24 de ore. Dacă aveți îngrijorări, întrerupeți utilizarea SMOOTHSKIN BARE+ și vizitați site-ul web SMOOTHSKIN pentru asistență: www.smoothskin.com.

5.2 TABEL REACȚII ADVERSE

REAȚIE ADVERSĂ	CUM SĂ EVALUAȚI ȘI SĂ REACȚIONAȚI
Durere ușoară/disconfort în zona tratată.	Acest lucru este de așteptat și este normal pentru toate tratamentele IPL. Puteți continua să utilizați dispozitivul conform instrucțiunilor, iar durerea se va diminua odată cu utilizarea continuă.
Acest lucru este de așteptat și este normal pentru toate tratamentele IPL. Puteți continua să utilizați dispozitivul conform instrucțiunilor, iar durerea se va diminua odată cu utilizarea continuă.	Acest lucru este de așteptat și este normal pentru toate tratamentele IPL. Puteți continua să utilizați dispozitivul conform instrucțiunilor.
Mâncărime în zona de tratament.	Acest lucru este destul de comun pentru tratamentele IPL și în mod normal se ameliorează după o perioadă scurtă de timp. Puteți continua să utilizați dispozitivul conform instrucțiunilor. Nu scărpinăți zona.
Roșeață pe piele în timpul sau după tratament, care dispare în câteva minute.	Acest lucru este de așteptat și este normal pentru toate tratamentele IPL. Puteți continua să utilizați dispozitivul conform instrucțiunilor odată ce roșeața a dispărut.
Roșeață pe piele care nu dispare în câteva minute și durează 24-48 de ore.	Roșeață pe piele care nu dispare în câteva minute și durează 24-48 de ore.
Durere intensă sau disconfort semnificativ în timpul tratamentului sau care persistă după tratament.	Opriiți imediat utilizarea dispozitivului și consultați medicul înainte de a-l folosi din nou.

ÎN CAZURI FOARTE RARE	CUM SĂ EVALUAȚI ȘI SĂ REACȚIONAȚI
Umflare și roșeață care nu dispar în două-trei zile.	Opriiți imediat utilizarea dispozitivului și consultați medicul înainte de a-l folosi din nou. Vizitați site-ul web SMOOTHSKIN pentru asistență.
Modificări temporare ale culorii pielii (se deschide sau se închide).	Dacă culoarea pielii se modifică, opriiți imediat utilizarea dispozitivului și consultați medicul. Vizitați site-ul web SMOOTHSKIN pentru asistență.
Bășici sau arsuri ale pielii.	Opriiți imediat utilizarea dispozitivului și consultați medicul înainte de a-l folosi din nou. Aplicați o compresă rece pe zonă. Tratați cu antiseptic sau cremă pentru arsuri. Vizitați site-ul web SMOOTHSKIN pentru asistență.

5.3 CURĂȚARE, ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE

1. După tratament, opriți întotdeauna SMOOTHSKIN BARE+ prin deconectare de la priza electrică.
2. După utilizare, dispozitivul trebuie verificat pentru deteriorări și apoi șters cu o cârpă uscată, fără scame.

AVERTISMENT: Filtrul de sticlă se poate încălzi în timpul utilizării. NU atingeți și nu curățați filtrul cel puțin 5 minute după utilizare pentru a permite răcirea acestuia.

Nu utilizați **NICIODATĂ** apă sau alte lichide de curățare, deoarece acestea pot deteriora dispozitivul și pot reprezenta un pericol de siguranță.

Pentru a asigura o performanță optimă a aparatului SMOOTHSKIN BARE+, este deosebit de important să păstrați reflectorul și senzorul pentru culoarea pielii ferite de murdărie, păr sau alte impurități. Dacă este necesar, reflectorul și senzorul pentru culoarea pielii pot fi curățate cu atenție folosind o cârpă de bumbac ușor umedă.

3. Depozitați SMOOTHSKIN BARE+ într-un loc rece și uscat. Asigurați-vă că fereastra de tratament și senzorul pentru culoarea pielii sunt protejate împotriva deteriorării.
4. Verificați regulat (inclusiv cablurile) dacă există semne vizibile de deteriorare. În cazul în care apar deteriorări sau crăpături, opriți utilizarea dispozitivului și vizitați site-ul web pentru asistență.



5.4 DEPANARE

PROBLEMĂ	SOLUȚIE
Luminile butonului de activare nu se aprind atunci când dispozitivul este așezat pe piele.	Asigurați-vă că sursa de alimentare este conectată. Asigurați-vă că senzorul pentru culoarea pielii este complet apăsat pe piele. Este posibil ca pielea dvs. să aibă o culoare prea închisă pentru tratament. Verificați graficul pentru culorile pielii de la începutul acestui ghid de utilizare.
Butonul de activare iluminează alb atunci când dispozitivul este așezat pe piele, dar nu emite falsh-uri atunci când butonul de activare este apăsat.	Este posibil să existe o defecțiune a dispozitivului. Deconectați dispozitivul și reporniți. Dacă problema persistă, accesați site-ul web pentru asistență.
Luminile butonului de activare sunt iluminate în roșu continuu, iar dispozitivul nu va funcționa.	Acest lucru indică faptul că există o eroare la dispozitiv. Opritiți utilizarea dispozitivului și vizitați site-ul web pentru asistență.
Dispozitivul SMOOTHSKIN, fereastra de tratament, sursa de alimentare sau cablul sunt deteriorate, rupte, fisurate sau par defecte.	NU UTILIZAȚI. Dacă aveți vreo îndoială cu privire la siguranța dispozitivului SMOOTHSKIN BARE+ sau suspectați că este deteriorat în vreun fel, acesta nu trebuie utilizat; vizitați site-ul web pentru asistență.

6.0 INFORMAȚII

6.1 SPECIFICAȚII TEHNICE

SMOOTHSKIN BARE+ este un sistem cu impulsuri intense de lumină filtrată de bandă largă, cu următoarele specificații tehnice:

- **Rata de repetiție:** Pulsat manual la fiecare 0,6 secunde
- **Funcționare continuă**
- **Ieșire optică maximă:** 4J/cm²
- **Lungime impuls:** 1 msec FWHM
- **Lungime de undă:** 510 - 1100 nm
- **Intrare linie electrică:** 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 1,7 - 0,91 A
- **Temperatură de funcționare:** între 5 °C și 40 °C
- **Umiditate de funcționare:**
Până la 93 % R.H. fără condensare
- **Presiuni de funcționare:** 700 hPa - 1060 hPa
- **Zona de tratament (dimensiunea locației):**
3 cm² (30 mm x 10 mm)

Condiții de transport:

- **Temperatură:** -25 °C până la +70 °C
- **Umiditate:** Până la 93 % R.H. fără condensare
- **Presiuni:** 500 hPa - 1060 hPa

SMOOTHSKIN BARE+ are flash-uri nelimitate și este destinat unui singur utilizator.

Marcajul CE certifică faptul că acest aparat este conform cu următoarele directive CEE:

- **Directiva de joasă tensiune 2014/35/UE**
- **Directiva privind compatibilitatea electromagnetică 2014/30/UE**
- **Directiva privind produsele cu impact energetic 2009/125/CE.**

6.2 ELIMINARE (finalul duratei de exploatare)

Pentru a reduce pericolele pentru sănătate și mediu și pentru a garanta că materialele pot fi reciclate, acest produs trebuie eliminat la o stație de colectare separată a deșeurilor destinată echipamentelor electrice și electronice. Simbolul Coș de gunoi este marcat pe produs pentru a vă reaminti acest lucru.

6.3 GARANȚIE

Acordăm o garanție de 2 ani pentru produs începând cu data achiziției. În perioada de garanție, vom verifica gratuit defecțiunile la materiale sau de manoperă și vom înlocui dispozitivul, la discreția noastră. Această garanție se extinde în fiecare țară în care acest dispozitiv este furnizat de Cyden Ltd sau de distribuitorii autorizați.

Această garanție nu acoperă daunele cauzate de o utilizare necorespunzătoare, de uzura sau utilizarea normală, precum și defectele care au un efect neglijabil asupra valorii sau funcționării aparatului. Garanția devine nulă dacă reparațiile sunt efectuate de persoane neautorizate și dacă nu sunt utilizate piese originale SMOOTHSKIN BARE+. Pentru service în perioada de garanție, vizitați site-ul nostru web: www.smoothskin.com

	Parte aplicată de tip BF
	Echiptament clasa II
	Urmați instrucțiunile de utilizare
	Marcaj de eliminare a deșeurilor DEEE pentru Uniunea Europeană
	Marcaj de conformitate europeană
	Păstrați uscat
	Marcaj de certificare NRTL
	Conformitatea FCC EMC pentru America de Nord
	Marcaj de conformitate cu reglementările din Australia
	Marcaj de conformitate EAC pentru Uniunea Vamală
	Marcaj de conformitate trifoi pentru Ucraina
	Perioada de utilizare pentru protecția mediului RoHS din China
	Perioada de utilizare pentru protecția mediului RoHS din China

CyDen Limited
Office Block A
Bay Studios Business Park
Fabian Way
Swansea SA1 8QB
Wales UK

*Produsul poate să difere de ilustrațiile din acest ghid

CM12-1565-01

SMOOTHSKIN
bare+