



SMOOTHSKIN
bare+

Korisničko uputstvo

10 minutes and *voilà!*

Dobrodošli u SMOOTHSKIN BARE+

Čestitamo! Otvorili ste svet neverovatne lepote, glatkoće i pogodnosti. Dani muka sa voskom su zvanično iza Vas! Uz Vaš novi uređaj SMOOTHSKIN BARE+ sa sistemom uklanjanja dlaka pomoću intenzivnog pulsirajućeg svetla (IPS) možete očekivati svilenkastu glatku kožu koja će trajati toliko dugo da potpuno zaboravite na neobrijane noge i neuredne pazuhe. Pozdravite se zauvek sa voštanim trakama – SMOOTHSKIN će ovde biti zauvek!

Dodite i pridružite se sobi za lepotu "programa podrške" www.smoothskin.com gde možete razmenjivati iskustva i dobiti savete stručnjaka u vezi čitavog tretmana.

SADRŽAJ

1.1 UPOZORENJA	3	4.5 ISKLJUČIVANJE	12
1.2 MERE OPREZA	6	5.0 ODRŽAVANJE NAKON UPOTREBE	12
1.3 BEZBEDNOST OČIJU	7	5.1 MOGUĆE POSLEDICE	12
2.0 UVOD	9	5.2 TABELA POSLEDICA	13
2.1 VAŠ SMOOTHSKIN UREĐAJ	9	5.3 ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE I ČUVANJE	14
3.0 KAKO RADI	9	5.4 REŠAVANJE PROBLEMA	14
3.1 KAKO IPS RADI?	9	6.0 INFORMACIJE	15
3.2 ŠTA DA OČEKUJETE	9	6.1 TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	15
4.0 KAKO KORISTITI	10	6.2 ODLAGANJE (ISTEK ROKA TRAJANJA)	15
4.1 POČETAK	10	6.3 GARANCIJA	15
4.2 KARAKTERISTIKE	11		
4.3 TRETIRANJE	11		
4.4 METOD TRETIRANJA - TAPKANJEM ILI KLIZANJEM	12		

1.1 UPOZORENJA

NEMOJTE KORISTITI SMOOTHSKIN BARE+ uređaj ako je Vaša koža bila nedavno izložena veštačkom ili prirodnom tamnjenju. Vaša koža može biti izuzetno osetljiva nakon izlaganja



suncu i naročito podložna posledicama tretiranja pomoću IPS-a (npr. opekotine, plikovi, promene boje ili pojava ožiljaka po koži). Takođe, izbegavajte nezaštićenu izloženost direktnoj sunčevoj svetlosti nakon tretiranja Vaše kože SMOOTHSKIN BARE+ uređajem. Vaša koža može biti izuzetno osetljiva nakon tretiranja IPS-om i naročito podložna opekotinama od sunca. Koristite kremu za sunčanje (SPF 15 ili više) ili pokrijte svoju kožu.

NE KORISTITE SMOOTHSKIN BARE+ uređaj direktno na bradavice, genitalije, ili oko anusa. Ova područja mogu imati tamniju boju kože i/ili veću gustinu dlaka. Upotreba uređaja u ovim delovima može izazvati osećaj neugode/bol ili povredu (opekotine, promenu boje kože ili ožiljke) Vaše kože.

NE KORISTITE SMOOTHSKIN BARE+ uređaj ako ste imali kancer kože ili imate prekancerogene lezije (nevuse ili veliki broj mladeža).

NE KORISTITE SMOOTHSKIN BARE+ uređaj ako imate bilo šta od sledećeg, jer SMOOTHSKIN BARE+ može povrediti Vašu kožu ili pogoršati postojeće stanje. Možete doživeti posledice poput opekotina, plikova ili promena u boji kože (hiper- ili hipo-pigmentacija) ili ožiljaka:

- Tamno smeđe ili crne fleke poput belega, mladeža ili bradavica u delu koji želite tretirati.
- Hronično kožno oboljenje (psorijaza ili vitiligo) ili oštećena koža (npr. opekotine od sunca, posekotine, otvorene rane ili aktivne infekcije) u delovima koje želite tretirati.
- Varikozne vene u delu koji želite tretirati.
- Tetovaže ili trajna šminka na delu koji želite tretirati.
- Ako imate poznatu osetljivost na sunčevu svetlost (fotoosetljivost) ili uzimate lekove koji kožu čine osetljivijom i izazivaju fotoosetljivost, kao npr. Retin A, Akutan i/ili drugi topikalni retionidi.

Ako uzimate neki medicinski proizvod, uvek pregledajte uputstvo o leku da biste videli da

li je fotoosetljivost navedena kao jedna od posledica. Ako i dalje niste sigurni u vezi upotrebe SMOOTHSKIN BARE+ uređaja, potražite savet lekara.

NE KORISTITE SMOOTHSKIN BARE+ uređaj ako Vam se koža ljušti na delu koji želite tretirati.

NE KORISTITE SMOOTHSKIN BARE+ uređaj ako ste trudni ili dojite, jer ovaj uređaj nije testiran kod ovih osoba.

SMOOTHSKIN BARE+ uređaj nije predviđen za upotrebu od strane osoba sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, osim ako nisu pod nadzorom ili ako nisu osposobljeni za sigurnu i pravilnu upotrebu uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu bezbednost.

SMOOTHSKIN BARE+ uređaj bi trebalo čuvati van domašaja dece mlađe od 16 godina. Deca ne bi smela da koriste, igraju se, održavaju ili čiste uređaj.

Stakleni filter SMOOTHSKIN BARE+ uređaja je važna komponenta koja će se zagrevati tokom upotrebe. NEMOJTE dodirivati Filter tokom upotrebe ili odmah nakon upotrebe. Redovno pregledajte da nema oštećenja Filtera. NEMOJTE koristiti SMOOTHSKIN BARE+ uređaj ako je Filter puknut ili ako nedostaje.

Neka Otvor za tretman na SMOOTHSKIN BARE+ uređaju bude čist i bez ostataka. Bilo kakvi ostaci na ili okolo otvora tokom rada mogu dovesti do privremenih promena na koži, poput crvenila ili oteklina.

UPOZORENJE: Može doći do oštećenja kože nakon produženog ili ponavljano nanošenja uređaja na jedno mjesto

NEMOJTE prekoračiti upotrebu navedenu u režimu tretiranja

1.2 MERE OPREZA

SMOOTHSKIN BARE+ uređaj se ne preporučuje za upotrebu na crvenoj, sedoj ili veoma svetloj dlaci jer nema efekta na ovakvim bojama dlake.

Bezbednost od struje i požara

Kao sa svakim električnim uređajem, treba preduzeti određene mere opreza da biste bili bezbedni.

Opasnost

NE KORISTITE SMOOTHSKIN BARE+ uređaj ako je oštećen; Na primer, ispucao ručni uređaj, oštećenje kabla (vide se unutrašnje žice), polomljeno ili ispucalo staklo na ručnom uređaju, itd. Unutrašnji delovi sadrže električne napone koji su opasni.

NE KORISTITE UREĐAJ blizu kupatilskih kada, tuševa, bazena ili drugih predmeta koji sadrže vodu. Ako SMOOTHSKIN BARE+ uređaj postane vlažan, ne bi ga trebalo koristiti. **NE KORISTITE** ako je uređaj bio izložen vodi.

NIKAD NE POKUŠAVAJTE otvoriti SMOOTHSKIN BARE+ uređaj, jer tako možete biti izloženi opasnim električnim komponentama i pulsirajućoj svetlosti.

NEMOJTE KORISTITI ako ručni uređaj postane neprijatno vruć na dodir. To može ukazivati na oštećenje SMOOTHSKIN BARE+ uređaja.

1.3 BEZBEDNOST OČIJU



SMOOTHSKIN BARE+ emituje bliceve Intenzivne pulsne svetlosti. Direktna izloženost je potencijalno štetna po Vaše oči. Pridržavajte se dole navedenih mera opreza.

Ručni uređaj se može aktivirati (svetleti) samo ako senzor tona kože detektuje validno očitavanje, i ako je u potpunom kontaktu sa područjem koje se tretira. **Međutim:**

NEMOJTE gledati direktno u otvor za tretiranje na ručnom uređaju kada je sistem pod naponom i kada je uključen..

NE POKUŠAVAJTE aktivirati (svetleti) sistem u pravcu očiju.

SAMO POKUŠAJTE aktivirati (svetleti) sistem kada je prednji deo ručnog uređaja u odgovarajućem kontaktu sa područjem koje želite tretirati.

Preporučujemo Vam da gledate dalje od ručnog uređaja prilikom pritiska za delovanje na Vašu kožu.

NEMOJTE tretirati područja oko očiju (obrve ili trepavice).

SMOOTHSKIN BARE+ uređaj se može koristiti za tretiranje gornje nausnice, brade, obraza, vilice i vrata kod žena.

NE POKUŠAVAJTE aktivirati (svetleti) SMOOTHSKIN BARE+ uređaj na nekoj drugoj površini osim kože.

Stakleni filter



SMOOTHSKIN BARE+ uređaj je uređaj za jednog korisnika; nije prilagođen prema polu tako da je pogodan i za upotrebu od strane muškaraca. Upotreba SMOOTHSKIN BARE+ uređaja se ne preporučuje na muškoj bradi jer rezultati mogu biti trajni.

2.0 UVOD

2.1 VAŠ SMOOTHSKIN UREĐAJ

Ona je lepotica! SMOOTHSKIN BARE+ uređaj se napaja intenzivnom pulsnom svetlošću proizašlom iz profesionalne IPS tehnologije. To znači da kada se radi na uklanjanju dlaka, ništa mu nije slično.




3.0 KAKO RADI

3.1 KAKO IPS RADI?

SMOOTHSKIN BARE+ uređaj je napravljen tako da prekine ciklus rasta dlaka i spreči ponovnu maljavost. Svetlosna energija se prenosi kroz površinu kože i apsorbuje preko melatonina u dlaci. Ta energija se konvertuje u toplotnu energiju (ispod površine kože), koja zaustavlja dosadne dlake da ponovo rastu. Možete se radovati činjenici da će tretirane dlake prirodno prestati da rastu u periodu od par dana do 1-2 nedelje.

3.2 ŠTA DA OČEKUJETE

Zanimljiva činjenica! Dlake rastu u 3 različite i uzastopne faze, i sve su u različitoj fazi u svakom trenutku. Pošto je IPS tretman efikasan samo u jednoj određenoj fazi (Anagen "faza rasta" - ako Vas zanima), pa se zbog toga trebate pridržavati svog režima tretiranja dok ne vidite željene rezultate. Sledeći preporučeni režim, uspećete obuhvatiti sve dlake koje ste propustili u prethodnim tretmanima. Jednostavno!



Režim tretiranja: Pravo da kažemo šta NE TREBATE očekivati. Kao što važi za SVE IPS ili laserske tretmane (ne verujte nikom ko Vam drugačije kaže), jedan tretman ne traje zauvek. Morate nastaviti tretirati svoje dlake s vremena na vreme da biste izbegli ponovni rast dlaka; važna stvar u vezi SMOOTHSKIN BARE+ uređaja je ta što će sprečiti ponovni rast dlaka sve dok ih redovno tretirate. Prema tome, samo nastavite i nikada više Vas neće zamarati neobrijane noge ili neuredna površina ispod pazuha. Uraaaa!

Da biste izvukli najviše od SMOOTHSKIN BARE+ uređaja, trebalo bi da ga koristite jednom sedmično na svakom delu, da biste prešli sve folikule dlake.

Nećete ništa dodatno postići češćom upotrebom uređaja (po delu tela) zbog normalnog ciklusa rasta dlake. Češća upotreba uređaja može izazvati iritaciju kože, iritacion.

Tokom prvih par nedelja nakon početnih tretmana, neke dlake će i dalje rasti. To će verovatno biti dlake koje nisu bile tretirane u svojoj fazi rasta (kada je IPS tretman najefikasniji). Gledajte da redovno obavljate tretmane!

U roku od 4 sedmice, trebalo bi da primetite smanjenje rasta dlaka. I dalje će postojati neke dlake koje treba tretirati jer morate svaku dlaku uhvatiti u odgovarajućoj fazi ali ne brinite, sve će biti bolje kada redovno tretirate - samo nastavite!

Posledice: Ne bi trebalo da vidite nikakve značajne posledice od tretmana. Ako primetite nešto neuobičajeno, samo pročitajte odeljak 5.2 za više informacija

Održavanje stalne glatkoće: Nakon 12 sedmica bi trebalo da sve dlake budu tretirane, a od vas će se tražiti da tretirate svakih 2-3 sedmice. Ipak, treba imati na umu da je dužina tretiranja kod svakoga drugačija (pošto svi imamo različitu kožu, dlake, stil života pa čak i genetika igra važnu ulogu!) tako da je od sada najvažnije da utvrdite koji režim Vam najviše odgovara.

Tajna održavanja trajne glatkoće je da se pridržavate svog režima tretiranja. Redovnom upotrebom ćete primetiti sve manje i manje dlaka. Ove dlake bi također trebalo da budu tanje, svetlije i da rastu sporije. Kako vreme prolazi, moći ćete potpuno promeniti svoju rutinu brijanja.

Posetite SMOOTHSKIN web stranicu (www.smoothskin.com) za više saveta i napomena kako da koristite i najbolje izvučete iz svog SMOOTHSKIN BARE+ uređaja.

4.0 KAKO KORISTITI

4.1 POČETAK

1. Pre upotrebe SMOOTHSKIN BARE+ uređaja, pripremite područje za tretiranje tako što ćete ga obrijati (skinite sve vidljive dlake pre svakog tretmana), očistiti i osušiti. Sve preostale dlake na površini kože mogu oštetiti prednji deo uređaja i izazvati nepovoljnu reakciju. Zapamtite, nemojte koristiti nikakve gelove ili kreme sa ovim uređajem!
2. Uključite uređaj. Uključite napajanje pomoću dodeljenog kabla. Senzor tona kože na prednjem delu ručnog uređaja će zasvetliti plavom bojom i ventilator će se uključiti.

Dobrodošli! Idemo korak po korak...

Pre prvog tretiranja bilo kojeg dela tela, testirajte svoju kožu (u tom području) na reakciju na uređaj SMOOTHSKIN BARE+. Područje za testiranje bi trebalo biti površine od nekih 3cm x 2cm (ekvivalentno sa 2 trake koje se nalaze jedna pored druge).

1. Sledite uputstva u odeljku "Početak" da biste započeli kao i obično.
2. Tretirajte područje.
3. Sačekajte 24 sata.
4. Ako ne bude nikakve reakcije nakon 24 sata, spremni ste za dalje! "Područje za testiranje" NE BI trebalo ponovo testirati najmanje sedmicu dana.

4.2 KARAKTERISTIKE


Senzor tona kože: SMOOTHSKIN BARE+ ima jedinstven, sofisticiran senzor tona kože. Tokom tretiranja, senzor je stalno aktivan pri čemu traži važeći ton kože. Ako senzor tona kože ne detektuje važeći ton, ili nije u punom dodiru sa kožom, ručni uređaj se ne može aktivirati. Proverite da li ručni uređaj ravno prijanja na Vašu kožu, jer će samo tako detektovati ispravan Ton kože prilikom pritiska na nju.



4.3 TRETIRANJE

- Pritisnite ručni uređaj čvrsto na područje koje treba tretirati. Indikatori oko aktivacionog dugmeta će zasijati BELIM svetlom kada uređaj bude spreman da zasvetli.
- Pritisnite aktivaciono dugme. Uređaj će zasvetliti, i osetićete toplinu.
- Pomerite ručni uređaj na sledeće područje koje treba tretirati i ponovite!

Neka **ČITAVO PODRUČJE** bude tretirano, a područja koja su teža za tretiranje (ispod pazuha) tretirajte u više navrata (pomerajte svoj uređaj preko istog područja najviše tri puta).



Pazite da ne pokrivete otvore na uređaju tokom tretiranja jer to može dovesti do pregrevanja uređaja. SMOOTHSKIN BARE+ uređaj je izuzetno brz i moćan uređaj, koji Vam omogućuje tretiranje celog tela u roku manjem od 10 minuta.



4.4 METOD TRETIRANJA - TAPKANJEM ILI KLIZANJEM

Postoje dve preporučene metode tretiranja - "Tapkanje" ili "Klizanje".

Koji god metod da odaberete, ručni uređaj mora biti pomeran između svetlucanja da bi se obezbedilo ravnomerno tretiranje područja i nepreskakanje delova.

Metod tapkanja

Najbolje za male delove poput pazuha i lica. Stavite ručni uređaj na kožu, pritisnite i otpustite aktivaciono dugme. Skinite sa kože pre pažljivog ponovnog nanošenja na sledeći deo za tretiranje.

Uređaj se mora ponovo puniti između svetlucanja. Ovo će trajati nekih pola sekunde.

Metod klizanja

Ovo je najbolje za veća područja kao što su noge. Stavite ručni uređaj na kožu, pritisnite i držite aktivaciono dugme, zatim klizite uređajem duž kože između svetlucanja. Pokušajte pomeriti ručni uređaj u stabilnoj brzini kojom se postiže puna pokrivenost bez preklapanja ili propuštenih delova.

4.5 ISKLJUČIVANJE

Kada završite sa svojim tretmanom, SMOOTHSKIN BARE+ uređaj bi trebalo da se isključi iz strujne utičnice. Pogledajte odeljak 5.3 za više detalja o najboljem načinu održavanja SMOOTHSKIN BARE+ uređaja.

5.0 ODRŽAVANJE NAKON UPOTREBE

5.1 MOGUĆE POSLEDICE

SMOOTHSKIN BARE+ je snažan uređaj. Neki ljudi mogu osetiti blagu nelagodnu (zagrejanost ili crvenilo na koži) tokom upotrebe - to je normalno. Ovakva vrsta reakcije obično nestaje u roku od 24 sata. Posledice ili reakcije su obično neposredne ili nastaju u roku od 24 sata. Ako ste zabrinuti, prestanite koristiti SMOOTHSKIN BARE+ uređaj i posetite SMOOTHSKIN web stranicu zbog podrške - www.smoothskin.com.

5.2 TABELA POSLEDICA

POSLEDICA	KAKO PRISTUPITI I REAGOVATI
Blagi bol / neugoda u tretiranom području.	Ovo je očekivano i normalno za sve IPS tretmane. Možete nastaviti koristiti uređaj kako je navedeno, a bol bi trebalo da nestane kontinuiranom upotrebom.
Osećaj topline ili golicanja tokom tretmana, koji obično nestaje nakon par sekundi do minute i slabi kontinuiranom upotrebom.	Ovo je očekivano i normalno za sve IPS tretmane. Možete nastaviti koristiti uređaj prema uputstvima.
Svrab u području koje se tretira.	Ovo je prilično uobičajeno za IPS tretmane, i trebalo bi se smatrati kratkoročnom posledicom. Možete nastaviti sa upotrebom uređaja prema uputstvima. Nemojte češati ovo područje.
Crvenilo kože tokom ili nakon tretmana, koje nestaje u roku od nekoliko minuta.	Ovo je očekivano i normalno za sve IPS tretmane. Možete nastaviti koristiti uređaj prema uputstvima kada crvenilo nestane.
Crvenilo kože koje ne nestaje u roku od nekoliko minuta i traje 24-48 sati.	Odmah prestanite sa upotrebom uređaja i posavetujte se sa lekarom pre ponovne upotrebe.
Bol ili nelagoda koji su intenzivni tokom tretmana ili se nastavljaju nakon tretmana.	Odmah prestanite sa upotrebom uređaja i posavetujte se sa lekarom pre ponovne upotrebe.

U VEOMA RETKIM SLUČAJEVIMA	KAKO OCENITI I REGAOVATI
Otok i crvenilo koji ne nestaju u roku od dva do tri dana.	Odmah prestanite koristiti uređaj i posavetujte se sa svojim lekarom pre ponovne upotrebe. Molimo posetite SMOOTHSKIN web stranicu radi podrške.
Privremene izmene u boji kože (posvetljivanje ili tamnjenje).	Ako se boja Vaše kože menja, odmah prestanite sa upotrebom uređaja i posavetujte se sa svojim lekarom. Molimo posetite SMOOTHSKIN web stranicu radi podrške.
Pojava plikova ili opekotine po koži.	Odmah prestanite koristiti uređaj i posavetujte se sa svojim lekarom pre ponovne upotrebe. Nanesite hladan oblog na područje. Tretirajte antiseptikom ili kremom za opekotine. Molimo posetite SMOOTHSKIN web stranicu za podršku.

5.3 ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE I ČUVANJE

1. Nakon tretiranja, uvijek isključite SMOOTHSKIN BARE+ uređaj iskopčavanjem iz električne utičnice.
2. Nakon upotrebe, ručni uređaj bi trebao da se pregleda na oštećenja i obriše suvom, pamučnom tkaninom. **UPOZORENJE:** Stakleni filter se može zagrejati tokom upotrebe. NEMOJTE dodirivati ili čistiti filter najmanje pet minuta nakon upotrebe da bi se ohladio. NIKAD ne koristite vodu ili druge tečnosti za čišćenje, jer se tako može oštetiti uređaj i nastati opasnost po bezbednost.

Da biste obezbedili maksimalan učinak SMOOTHSKIN BARE+ uređaja, naročito je važno da reflektor i senzor tona kože budu čisti i bez dlaka i drugih ostataka.

Ako je potrebno, reflektor i senzor tona kože se mogu pažljivo očistiti upotrebom mekanog pamučnog jastučića.

3. Čuvajte SMOOTHSKIN BARE+ uređaj na hladnom i suvom mestu. Proverite jesu li otvor za tretiranje i senzor tona kože na ručnom uređaju zaštićeni od oštećenja.
4. Redovno proveravajte uređaj (uključujući kablove) da proverite ima li oštećenja. U slučaju oštećenja ili pukotina, prestanite koristiti uređaj - i posetite web stranicu radi podrške.



5.4 REŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	REŠENJE
Svetla aktivacionog dugmeta na ručnom uređaju se ne uključuju kada je uređaj stavljen na kožu.	Proverite je li napajanje uključeno. Takođe proverite da li senzor tona kože potpuno prijanja na kožu. Vaša koža može biti previše tamna za tretiranje. Proverite na grafiku tonova kože u prednjem delu ovog uputstva.
Aktivaciono dugme na ručnom uređaju se uključuje kada je uređaj stavljen na kožu, ali uređaj ne svetli dok je aktivaciono dugme pritisnuto.	Može postojati kvar u uređaju. Iskopčajte uređaj i ponovo uključite. Ako se problem nastavi, posetite web stranicu radi podrške.
Svetla aktivacionog dugmeta na ručnom uređaju stalno svetle crveno, i uređaj neće raditi.	To pokazuje da postoji kvar u uređaju. Prestanite koristiti uređaj i posetite web stranicu radi podrške.
Ručni uređaj SMOOTHSKIN, otvor za tretiranje, napajanje ili kabl su oštećeni, polomljeni ili deluju neispravno.	NE KORISTITE UREĐAJ. Ako sumnjate u bezbednost SMOOTHSKIN BARE+ uređaja ili sumnjate da je uređaj na neki način oštećen, ne smete ga dalje koristiti. Trebalo bi da posetite web stranicu radi podrške.

6.0 INFORMACIJE

6.1 TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

SMOOTHSKIN BARE+ je sistem filtrirane intenzivne pulsirajuće svetlosti sa sledećim tehničkim specifikacijama:

- **Stopa ponavljanja:** Ručno pulsirajuće na svakih 0,6 sekundi
- **Kontinuirani rad**
- **Maksimalni optički izlaz:** 4J/cm²
- **Trajanje pulsa:** 1msec FWHM
- **Talasna dužina:** 510-1100nm
- **Linijski ulaz napajanja:** 100-240V~, 50/60Hz, 1,7-0,91A
- **Operativna temperatura:** Između 5°C i 40°C
- **Operativna vlažnost:** Do 93%R.H. Bez kondenziranja
- **Operativni pritisci:** 700hPa do 1060hPa
- **Područje za tretiranje (veličina površine):** 3 cm² (30mm x 10mm)

Uslovi transporta:

- **Temperatura:** -25°C do +70°C
- **Vlažnost:** do 93%R.H. Bez kondenzacije
- **Pritisci:** 500hPa do 1060hPa

SMOOTHSKIN BARE+ uređaj ima neograničen rad svetla i predviđen je za jednog korisnika.

CE oznaka potvrđuje da je ovaj uređaj u skladu sa sledećim EEC direktivama:

- **Direktiva o niskom naponu 2014/35/EU**
- **Direktiva o elektromagnetnoj kompatibilnosti 2014/30/EU**
- **Direktiva o energiji koja se odnosi na proizvod 2009 / 125 / EC.**

	Ukućajte BF upotrebljenog dela
	Oprema Klase II
	Sledite Uputstva za upotrebu
	WEEE oznaka za odlaganje otpada u EU
	Oznaka usklađenosti sa EU
	Čuvati na suvom mestu
	NRTL oznaka
	FCC EMC usklađenost za Severnu Ameriku
	Oznaka usklađenosti sa Australijskim propisima
	EAC oznaka usklađenosti za Carinsku uniju
	Trefoil oznaka usklađenosti za Ukrajinu
	Period upotrebe China RoHS zaštite za okolinu
	Upozorenje Optičko zračenje od uređaja može izazvati povrede vida

6.2 ODLAGANJE (istek roka trajanja)

Da biste umanjili opasnosti po zdravlje i okolinu i obezbedili recikliranje materijala, ovaj proizvod treba odlagati u posebno postrojenje za otpadnu električnu i elektronsku opremu. Simbol kante na točkicama na proizvodu Vas na to podseća.

6.3 GARANCIJA

Garantujemo garanciju od 2 godine na proizvod, od datuma kupovine. U okviru perioda važenja garancije, pregledaćemo besplatno neispravnosti u materijalima i radnoj snazi i zameniti čitav uređaj, o svom trošku.

Ova garancija se odnosi na svaku državu u kojoj ovaj uređaj nabavlja firma Cyden Ltd ili njen ovlašćeni distributer. Ova garancija ne pokriva oštećenja usled nepravilne upotrebe, normalne istrošenosti ili upotrebe jer neispravnosti utiču na rad uređaja. Garancija se poništava ako popravke obavljaju neovlašćene osobe i ako se ne koriste originalni delovi za SMOOTHSKIN BARE+ uređaj. Da biste dobili usluge servisa u okviru perioda važenja garancije, molimo posetite našu web stranicu: www.smoothskin.com

CyDen Limited
Office Block A
Bay Studios Business Park
Fabian Way
Swansea SA1 8QB
Wales UK

*Proizvod se može razlikovati od ilustracija
u ovom uputstvu

CM12-1567-01

SMOOTHSKIN
bare⁺