

SMOOTHSKIN
bare^{PLUS}

دليل الاستخدام

10 minutes and *voilà!*

مرحباً بك مع

SMOOTHSKIN BARE PLUS

أجمل التهاني! مرحباً بك في عالم الجمال و النعومة والراحة. وداعاً لآلام ازالة شعر بالطرق التقليدية! مع نظام SMOOTHSKIN BARE PLUS الجديد لإزالة الشعر بتقنية الضوء النبضي المكثف (IPL)، يمكنك التمتع ببشرة ناعمة وحريرية تدوم طويلاً، ستنسرين معها السيقان الخشنة والآباط الشائكة. وداعاً شرائط الشمع - SMOOTHSKIN BARE PLUS مصمم خصيصاً لك! يمكنك الإنضمام إلينا في غرفة التجميل «برنامج الدعم» عبر الموقع الإلكتروني www.smoothskin.com حيث يمكنك تبادل النصائح والحصول على مشورة الخبراء طوال فترة المعالجة.

المحتويات

12	4.3 المعالجة	3	1.1 تحذيرات
	4.4 وضع المعالجة - وضع	7	1.2 احتياطات
13	لثبات أو وضع الإنزلاق	8	1.3 سلامة العينين
13	5.0 الرعاية اللاحقة	10	2.0 مقدمة
13	5.1 الآثار الجانبية المحتملة	10	2.1 جهاز SMOOTHSKIN الخاص بك
14	5.2 قائمة الآثار الجانبية	10	3.0 طريقة عمل الجهاز
15	5.3 التنظيف، الصيانة والتخزين	10	3.1 كيف يعمل نظام الضوء النبضي المكثف؟ IPL
15	5.4 استكشاف المشكلات وإصلاحها	10	3.2 النتائج المتوقعة
16	6.0 المعلومات	11	4.0 كيفية الاستخدام
16	6.1 المواصفات الفنية	12	4.2 الخصائص
16	6.2 التخلص من الجهاز (انتهاء الصلاحية)		
16	6.3 الضمان		

1.1 تحذيرات

عدم استخدام جهاز «SMOOTHSKIN BARE PLUS» على البشرة الداكنة جداً (يرجى مراجعة مخطط ألوان البشرة أدناه)، البشرة الداكنة جداً قد تمتص الطاقة الضوئية بكمية كبيرة، مما قد يتسبب في إحداث ضرر ببشرتك (حروق، تغير اللون، أو جروح).

عدم استخدام جهاز «SMOOTHSKIN BARE PLUS»



في حالة قيامك بتغيير لون بشرتك مؤخراً سواءً بطريقة صناعية أو طبيعية، قد تكون بشرتك أكثر حساسية عند تعرضها لأشعة الشمس، وعرضة أكثر للآثار الجانبية بعد المعالجة بالضوء النبضي المكثف. (حروق، بثور، تغير اللون، أو جروح). يرجى عدم التعرض المباشر أيضاً لأشعة الشمس بدون حماية بعد المعالجة باستخدام جهاز «SMOOTHSKIN BARE PLUS». من الممكن أن تصبح بشرتك أكثر حساسية بعد المعالجة بالضوء النبضي المكثف، وعرضة بشكل أكبر لحروق الشمس. يجب استخدام كريم واقٍ من أشعة الشمس (يحتوي على عامل الحماية من الشمس 15 أو أكثر) أو القيام بتغطية البشرة.

عدم استخدام جهاز «SMOOTHSKIN BARE PLUS» في

حالة قيامك بتغيير لون بشرتك مؤخراً سواءاً بطريقة صناعية أو طبيعية، قد تكون بشرتك أكثر حساسية عند تعرضها لأشعة الشمس، وعرضة أكثر للآثار الجانبية بعد المعالجة بالضوء النبضي المكثف. (حروق، بثور، تغير اللون، أو جروح). يرجى عدم التعرض المباشر أيضاً لأشعة الشمس بدون حماية بعد المعالجة باستخدام جهاز «SMOOTHSKIN BARE PLUS». من الممكن أن تصبح بشرتك أكثر حساسية بعد المعالجة بالضوء النبضي المكثف، وعرضة بشكل أكبر لحروق الشمس. يجب استخدام كريم واقٍ من أشعة الشمس (يحتوي على عامل الحماية من الشمس 15 أو أكثر) أو القيام بتغطية البشرة. عدم استخدام جهاز «SMOOTHSKIN BARE PLUS» بشكل مباشر على حلقات الثدي، الأعضاء التناسلية، أو حول فتحة الشرج، حيث يكون لون البشرة داكناً بشكل أكبر / أو الشعر أكثر كثافة بتلك البقع. استعمال الجهاز على هذه المناطق من الممكن أن يسبب عدم ارتياح / الآم أو أضرار بالبشرة (حروق، تغير اللون، أو جروح). عدم استخدام جهاز «SMOOTHSKIN BARE PLUS» إذا كان لديك تاريخ مرضي لسرطان الجلد أو علامات محتملة للسرطان (الوحمات أو البثور).

عدم استخدام جهاز «SMOOTHSKIN BARE PLUS»

« إذا كنت تعانيين أي من الأعراض التالية أدناه، حيث أن «SMOOTHSKIN BARE PLUS» قد يسبب ضرراً أكبر للبشرة أو التسبب في أعراض جانبية كالحرروق، البثور، تغير لون الجلد (فرط أو نقص التصبغ) أو الجروح:

- على البقع البنية الداكنة أو السوداء مثل الوحمات، الشامات، أو البثور بالمنطقة التي تريدين معالجتها.
- الإصابة بالأمراض الجلدية المزمنة (مثل الصدفية أو البهاق) أو الجلد التالف (مثل حروق الشمس، التشققات، الجروح الحديثة أو العدوى النشطة) بالمنطقة المراد معالجتها.
- توسع الأوردة/ الدوالي بالمنطقة المراد معالجتها.
- وشم أو مكياج دائم بالمنطقة المراد معالجتها.
- الشكوى من حساسية دائمة لضوء الشمس (حساسية الضوء) أو تعاطي أي من أنواع الأدوية تجعل البشرة أكثر حساسية وتسبب حساسية للضوء مثل الريتين-أ، آكتوين أو أي الريتينويدات الموضعية الأخرى.

يرجى قراءة نشرة التعليمات الطبية المرفقة بالمنتجات الطبية بعناية للتأكد من عدم تسببها بأعراض حساسية الضوء كأثار جانبية للاستخدام. إذا كنت لا تزالين غير متأكدة بشأن استخدام جهاز «SMOOTHSKIN BARE PLUS» يرجى طلب المشورة الطبية.

عدم استخدام جهاز «SMOOTHSKIN BARE PLUS»

« في حال قيامك بمعالجة تقشر الجلد بالمنطقة المراد معالجتها.

عدم استخدام جهاز «SMOOTHSKIN BARE PLUS» في حالات الحمل أو الرضاعة، حيث أن الجهاز لم يتم اختباره على مثل تلك الحالات.

عدم استخدام «SMOOTHSKIN BARE PLUS» بواسطة الأشخاص من ذوي الإعاقة البدنية، الحسية، أو العقلية إلا تحت إشراف وتعليمات الأشخاص المسؤولين عنهم للاستخدام الآمن والمناسب للجهاز.

يجب الحفاظ على جهاز «SMOOTHSKIN BARE PLUS» وإبقائه بعيداً عن متناول الأطفال التي تقل أعمارهم عن 16 سنة. عدم استخدام الأطفال للجهاز أو تنظيفه أو اللعب به. يعتبر المرشح الزجاجي أحد المكونات بالغة الأهمية بجهاز «SMOOTHSKIN BARE PLUS» والتي ترتفع درجة حرارته عند الاستخدام. لا تقومي بلمس المرشح أثناء أو بعد الاستخدام مباشرة. يجب فحص المرشح بانتظام لتجنب الأضرار. عدم استخدام «SMOOTHSKIN BARE PLUS» في حال وجود تشققات او فقدان المرشح.

تؤكد من نظافة نافذة المعالجة بجهاز «SMOOTHSKIN BARE PLUS» وخلوها من الشوائب. أي بقايا قد تكون فوق أو حول نافذة العلاج أثناء التشغيل قد تؤدي إلى تغيرات مؤقتة في

الجلد مثل الإحمرار أو التورم.
تحذير: قد تحدث أضرار بالبشرة بعد الاستخدام السطحي
المستمر أو المتكرر على نفس البقعة. يجب عدم تجاوز
الاستخدام المحدد في نظام المعالجة.

1.2 احتياطات

ينصح بعدم استخدام جهاز «SMOOTHSKIN BARE PLUS»
على الشعر الأحمر، الشعر الرمادي، أو الشعر الفاتح، لعدم فعالية
الجهاز على تلك الألوان من الشعر.

الوقاية من الصدمات الكهربائية والحرائق

كما هو الحال عند استخدام الأجهزة الكهربائية، يجب اتخاذ كافة
الاحتياطات لضمان سلامتك

المخاطر

عدم استخدام «SMOOTHSKIN BARE PLUS» في
حالة التلف، على سبيل المثال تشقق وحدة التحكم اليدوية أو تلف
الكابل الكهربائي (ظهور الأسلاك الداخلية)، ظهور كسور أو تشققات
بزجاج وحدة التحكم اليدوية... وغيرها. الأجزاء الداخلية تشكل
خطورة كبيرة لإحتوائها على شحن كهربائي.

عدم استخدام الجهاز بالقرب من مصادر المياه كأحواض
الإستحمام، الدوش، أحواض الغسيل، أو أي مصدر آخر
للمياه. عدم استخدام جهاز «SMOOTHSKIN BARE»

PLUS » في حالة التعرض للبلل
يجب عدم محاولة فتح أو تفكيك جهاز «SMOOTHSKIN BARE PLUS»، قد يسبب ذلك التعرض لمخاطر الصدمات الكهربائية أو
لطاقة النبضات الضوئية.

عدم استخدام جهاز «SMOOTHSKIN BARE PLUS»
» في حالة سخونة وحدة التحكم اليدوية بشكل غير مريح
عند ملامستها، قد يشير هذا الأمر إلى تعرض الجهاز للتلف.

1.3 سلامة العينين



قد تسبب ومضات الضوء النبضي المكثف المنبعثة من جهاز
«SMOOTHSKIN BARE PLUS» أضراراً للعينين عند التعرض
المباشر، لا تعمل وحدة التحكم اليدوية (تومض) إلا في حالة تعرف
وحدة الاستشعار على لون البشرة الملائم للمعالجة. ومع ذلك يجب:
يعدم النظر بشكل مباشر في نافذة المعالجة بوحدة التحكم
اليدوية سواءً في حالة توصيل الجهاز بالتيار أو ضبط
الجهاز على وضع التشغيل.

عدم القيام بتشغيل الجهاز باتجاه العينين.
يجب تشغيل الجهاز عند وضع مقدمة الجهاز بشكل مباشر
على منطقة البشرة التي ترغبين في معالجتها.
يرجى النظر بعيداً عن وحدة التحكم اليدوية عند تشغيل
الجهاز على البشرة.

يجب عدم القيام بمعالجة مناطق البشرة المحيطة بالعينين

(الحواجب أو الرموش).

يمكن استخدام «SMOOTHSKIN BARE PLUS» لمعالجة

الشفافة العليا والذقن والخد والفك والرقبة.

عدم محاولة تفعيل (الومضات) «SMOOTHSKIN

BARE PLUS» على أي سطح آخر غير البشرة.

المرشح الزجاجي



إن جهاز «SMOOTHSKIN BARE PLUS» معد للاستخدام الفردي؛ كما أن استخدامه لا يقتصر على جنس معين، لذا فهو مناسب للذكور أيضاً. ولكن لا ينصح استخدام «SMOOTHSKIN BARE PLUS» على لحية الذكور لأن النتائج قد تكون دائمة.

2.0 مقدمة

2.1 جهاز SMOOTHSKIN BARE PLUS الخاص بك

جهاز «SMOOTHSKIN BARE PLUS» مزود بتقنية الضوء النبضي المكثف المستمدة من تكنولوجيا تكثيف الضوء الإحترافية. عندما يتعلق الأمر بإزالة الشعر، فلن يمكنك الاعتماد على أي أجهزة أخرى.




3.0 طريقة عمل الجهاز

3.1 كيف يعمل نظام الضوء النبضي المكثف IPL؟

لقد تم تصميم جهاز «SMOOTHSKIN BARE PLUS» لتعطيل دورة نمو الشعر، حيث تنتقل الطاقة الضوئية عبر سطح الجلد، ثم يتمصها الميلانين الموجود في جذع الشعرة. تتحول الطاقة الضوئية الممتصة إلى طاقة حرارية (تحت سطح الجلد)، مما يؤدي إلى تعطيل نمو بصليات الشعر ومن ثم منع نموها مرة أخرى. يتساقط الشعر المعالج بشكل طبيعي على مدى بضعة أيام قليلة بعد المعالجة وخلال فترة من 1-2 أسبوع.

3.2 النتائج المتوقعة

حقيقة مثيرة للاهتمام! تعتبر دورة نمو الشعر عملية دورية تمر بثلاثة مراحل منفصلة ومتتابعة. المعالجة بتقنية الضوء النبضي المكثف تتم بصورة أكثر فعالية عندما يكون الشعر في مرحلة نمو معينة (طور التنامي - مرحلة النمو)، حيث لا تنمو جميع الشعيرات بتلك المرحلة في وقت واحد، لهذا السبب يجب اتباع نظام المعالجة الموصى به والذي يمتد على مدار 12 أسبوعاً. إن اتباع نظام المعالجة الموصى به، يساعد على إزالة الشعرات التي لم تتم معالجتها سابقاً يساعدك ذلك وبالتالي المحافظة على نعومة البشرة لمدة أطول. علم بسيط!



نظام المعالجة

نتحدث عن النتائج الغير متوقعة، بالنسبة لكافة الأجهزة المنزلية المخصصة لإزالة الشعر بالضوء النبضي المكثف (IPL) أو بالليزر (لا تصدقني أحد يهزك بخلاف ذلك) ، لن تستمر آثار المعالجة إلى الأبد. لذا ستحتاجين إلى المحافظة على معالجة الشعر من وقت لآخر لتجنب نمو الشعر من جديد. لكن أهم ميزات جهاز «SMOOTHSKIN BARE PLUS» أنه يمنع نمو الشعر طالما أنك تواظبين على جلسات المعالجة بانتظام ، لذلك لن تضطرين أبداً لتجربة الساقين أو الإبطين الشائكين مرة أخرى. إنه رائع! للحصول على أقصى استفادة من المعالجة، يجب استخدام «SMOOTHSKIN BARE PLUS» أسبوعياً على جميع المناطق لضمان معالجة جميع بصيلات الشعر. لن تحصلي على أية مميزات إضافية عند استخدام الجهاز بشكل مكثف (لكل منطقة) بسبب دورة نمو الشعر المعتادة. استخدام الجهاز بشكل مكثف قد يتسبب في حدوث تهيج بالبشرة. خلال الأسابيع القليلة الأولى من المعالجة المبدئية، سوف تلاحظين استمرار نمو بعض الشعرات. تلك الشعرات لم تكن مرحلة النمو المطلوب أثناء المعالجة (عندما يكون نظام IPL أكثر فعالية). لذا لا بد من الإهتمام بمواصلة جلسات المعالجة، خلال مدة 4 أسابيع، سوف تلاحظين إنخفاضاً ملحوظاً بنمو الشعر. على الرغم من وجود العديد من الشعرات التي لم تتم معالجتها أثناء مرحلة النمو المناسبة، لا داعي للقلق، ستصبح الأمور أفضل - لذا يجب الحفاظ على إجراء المعالجة بانتظام!

الآثار الجانبية

لا يتوقع ظهور أية آثار جانبية ملفتة نتيجة للمعالجات. في حال ملاحظة أي شيء خارج عن المألوف، قومي بمراجعة القسم 5.2 للمزيد من المعلومات.

المحافظة على النعومة المستمرة

بعد 12 أسبوعاً، وبعد معالجة جميع المناطق التي ينمو بها الشعر ، ستحتاجين لإجراء المعالجة السطحية كل 2-3 أسبوع. ومع ذلك، يرجى العلم بأن مدة المعالجة قد تختلف من شخص لآخر (بسبب اختلاف البشرة والشعر ونمط الحياة وحتى الجينات تلعب دوراً مهماً)، لذلك يجب تحديد نظام المعالجة المناسب لك. إن سر المحافظة على نعومة البشرة هو اتباع نظام المعالجة الخاص بك. مع الاستخدام المنتظم، ستلاحظين نقصاً تدريجياً في نمو الشعر كما أن الشعيرات المتبقية ستكون أرق وأفتح لوناً، وستنمو بسرعة أقل من السابق. و مرور الوقت، ستتمكنين من استبدال نظام إزالة الشعر الذي تتعنيه بشكل كامل.

تفضلي زيارة موقع SMOOTHSKIN BARE PLUS الإلكتروني (www.smoothskin.com) للحصول على المزيد من النصائح والإرشادات المفيدة، حول طريقة استخدام جهاز «SMOOTHSKIN BARE PLUS» الخاص بك، من أجل الحصول على أفضل النتائج.

4.0 كيفية الاستخدام

4.1 الإستعداد لبدا المعالجة

- قبل استخدام «SMOOTHSKIN BARE PLUS» ، يجب القيام بتجهيز المنطقة المراد معالجتها، وذلك بالتأكد من خلوها من الشعر عن طريق الحلاقة (احرصي على إزالة جميع الشعر المرئي قبل كل معالجة) والتأكد من نظافة وجفاف الجلد. قد تتسبب الشعرات الظاهرة فوق الجلد في تلف مقدمة جهازك، ويمكنها أن تتسبب في رد فعل سلبي. تذكرني، ينصح بعدم استخدام الجل أو كريم البشرة أثناء استخدام هذا الجهاز!
- تشغيل الجهاز
يتم توصيل وحدة تغذية الطاقة بمصدر الكهرباء باستخدام الكابيل المصاحب للجهاز. سوف تضي وحدة استشعار لون البشرة في مقدمة وحدة التحكم اليدوية باللون الأزرق وتبدأ المروحة في العمل.

تمهلي! لا تتعجلي في الانتقال من مرحلة الأخرى قبل البدء بمعالجة أي منطقة، ننصح بعمل اختبار للبشرة (منطقة المعالجة) لاكتشاف وتعيين الوضع المناسب للمعالجة، للتعرف على أية آثار جانبية لاستخدام جهاز «SMOOTHSKIN BARE PLUS».

يتم عمل اختبار على رقعة صغيرة من الجلد تقريباً بحجم 3 سم × 2 سم (ما يعادل نضتين للجهاز على الجلد من كلا الجانبين)

1. يجب اتباع الإرشادات الموضحة بصفحة «الاستعداد للبدء» لتجهيز المنطقة لعمل اختبار الرقعة.
2. قومي بمعالجة المنطقة المختارة.
3. الإنتظار لمدة 24 ساعة.
4. في حال عدم ظهور أية آثار جانبية خلال 24 ساعة، يتم معالجة المنطقة حول منطقة اختبار الرقعة. يجب عدم معالجة الرقعة التي تم عمل الاختبار عليها مرة أخرى قبل أسبوع على الأقل

4.2 الخصائص

يتميز «SMOOTHSKIN BARE PLUS» باحتوائه على وحدة استشعار فريدة ومتطورة. تعمل وحدة الاستشعار باستمرار طوال فترة معالجة لتعيين نوع البشرة المناسب.

في حالة عدم تعيين وحدة الاستشعار للون البشرة المناسب، او في حالة عدم ملامتها للجلد بشكل مناسب، لن تعمل وحدة التحكم اليدوية.

تأكد من وضع وحدة التحكم اليدوية على بشرتك بشكل مسطح ومباشر على الجلد مع الضغط لتعيين لون البشرة المناسب




4.3 المعالجة

اضغطي بثبات على وحدة التحكم اليدوية على المنطقة المراد معالجتها. ستضاء المؤشرات حول زر التشغيل باللون الأبيض عندما يكون الجهاز مستعداً للومض.

إضغطي على زر التشغيل، سوف يومض الجهاز مع الإحساس بالدفء قومي بتحريك وحدة التحكم اليدوية على المنطقة التالية وقومي بتكرار العملية.

تأكد من معالجة المنطقة بالكامل، وقومي بمعالجة المناطق المستعصية (مثل الإبط) بتمرير الجهاز عدة مرات (قومي بتمرير الجهاز فوق نفس المنطقة 3 مرات كحد أقصى).



تأكد من عدم تغطية فتحات الجهاز أثناء المعالجة، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تعرضه لسخونة مفرطة. إن SMOOTHSKIN BARE PLUS جهاز سريع وقوي للغاية، يمنحك القدرة على معالجة الجسم بالكامل في أقل من 10 دقائق.



4.4 وضع المعالجة - وضع الثبات أو وضع الإنزلاق

هناك طريقتان يوصى بهما للمعالجة «وضع الثبات» أو «وضع الإنزلاق» بغض النظر عن وضعية المعالجة المختارة، يجب تحريك وحدة التحكم اليدوية ما بين الومضات لضمان معالجة للمنطقة بشكل متساوي، وعدم إغفال أية رقعة.

يحتاج الجهاز إلى إعادة الشحن بين الومضات؛ وهذا يأخذ حوالي نصف ثانية.

وضع الثبات

الوضع المناسب لمعالجة المناطق الصغيرة كالإبط والوجه. ضعي الجهاز على البشرة، ثم اضغطي وأطلقِي زر التشغيل. انزعي الجهاز من على البشرة بعناية قبل الانتقال إلى منطقة المعالجة التالية

وضع الإنزلاق

ينصح باختيار هذا الوضع عند معالجة المناطق الكبيرة، ضعي الجهاز على البشرة، واضغطي على زر التشغيل (اضغطي لأسفل مع الاستمرار)، ثم اجعلي وحدة التحكم اليدوية تنزلق على طول الجلد خلال الفترة ما بين الومضات. حاولي تحريك الجهاز بسرعة ثابتة لكي يمكنك تغطية كاملة للمنطقة التي ترغبين في معالجتها دون أن تتداخل المناطق أو يتم إغفال أي منها. يجب إعادة شحن الجهاز بين الومضات، سوف تستغرق هذه العملية نصف ثانية.

4.5 إيقاف التشغيل

يجب فصل جهاز SMOOTHSKIN BARE PLUS « عن وحدة مخرج التيار الكهربائي بعد الانتهاء من استخدامه. يرجى مراجعة القسم 5.3 للاطلاع على المزيد من التفاصيل المتعلقة بالمحافظة على جهاز SMOOTHSKIN BARE PLUS»

5.0 الرعاية اللاحقة

5.1 الآثار الجانبية المحتملة

SMOOTHSKIN BARE PLUS يعتبر جهاز « أحد الأجهزة القوية، قد يشعر بعض الأشخاص بعدم الراحة قليلاً عند استخدام الجهاز (الإحساس بالسخونة أو إحمرار الجلد)، وهذا أمر طبيعي. أيضاً قد تشعرين ببعض السخونة أو الوخز عند استخدام الجهاز متبوعاً بظهور احمرار بالجلد، هذا النوع من الأعراض دائماً ما يختفي خلال 24 ساعة الآثار والأعراض الجانبية تظهر عادةً بشكل فوري أو خلال 24 ساعة. في حالة القلق، يرجى التوقف عن استخدام جهاز SMOOTHSKIN BARE PLUS « وزيارة الموقع الإلكتروني www.smoothskin.com، وستقوم بتوفير الدعم الإلكتروني

5.2 قائمة الآثار الجانبية

الأثر الجانبي	كيفية التقييم والاستجابة
ألم / عدم ارتياح طفيف بالمنطقة التي تمت معالجتها	هذا الأمر متوقع وطبيعي لكافة طرق المعالجة باستخدام الضوء النبضي المكثف (IPL). يمكنك الاستمرار في استخدام الجهاز وفقاً للتعليمات، وسوف يزول الألم مع استمرار الاستخدام.
الشعور بدفء الجلد أو الإحساس بالوخز خلال المعالجة والتي تختفي خلال بضع ثوانٍ إلى دقيقة ويتلاشى مع الاستخدام المستمر	هذا الأمر متوقع وطبيعي لكافة طرق المعالجة باستخدام الضوء النبضي المكثف (IPL). يمكنك الاستمرار في استخدام الجهاز وفقاً للتعليمات.
حكة في المنطقة المعالجة.	هذا أمر شائع جداً لكافة طرق المعالجة باستخدام الضوء النبضي المكثف (IPL) وسيزول بعد فترة قصيرة. يمكنك الاستمرار في استخدام الجهاز وفقاً للتعليمات. لا تقومي بحك الجلد.
احمرار البشرة أثناء أو بعد المعالجة، يختفي في غضون بضع دقائق.	هذا الأمر متوقع وطبيعي لكافة طرق المعالجة باستخدام الضوء النبضي المكثف (IPL). يمكنك الاستمرار في استخدام الجهاز وفقاً للتعليمات بعد زوال الاحمرار
احمرار مستمر بالجلد لمدة 24-48 ساعة	يجب التوقف عن استخدام الجهاز في الحال، واستشارة الطبيب قبل استخدام الجهاز مرة أخرى
ألم شديد وعدم ارتياحية أثناء المعالجة أو استمرار الألم بعد المعالجة	يجب التوقف عن استخدام الجهاز في الحال، واستشارة الطبيب قبل استخدام الجهاز مرة أخرى

حالات نادرة جداً	التقييم وطرق العلاج
تورم واحمرار بالجلد يستمر لمدة يومانٍ إلى ثلاثة أيام	يجب التوقف عن استخدام الجهاز في الحال، واستشارة الطبيب قبل استخدام الجهاز مرة أخرى. يرجى زيارة موقع SMOOTHSKIN BARE PLUS الإلكتروني للحصول على الدعم والنصيحة.
تغيرات مؤقتة في لون الجلد (تفتيح أو تغميق).	في حالة تغير لون البشرة، يجب التوقف عن استخدام الجهاز في الحال، واستشارة الطبيب قبل استخدام الجهاز مرة أخرى. يرجى زيارة موقع SMOOTHSKIN BARE PLUS الإلكتروني للحصول على الدعم والنصيحة.
تور أو حروق بالجلد.	يجب التوقف عن استخدام الجهاز في الحال، واستشارة الطبيب قبل استخدام الجهاز مرة أخرى. ضعي كمادات باردة على المنطقة المتضررة. الإسعانة بمطهر أو كريم خاص بعلاج الحروق. يرجى زيارة موقع SMOOTHSKIN BARE PLUS الإلكتروني للحصول على الدعم والنصيحة.

5.3 التنظيف، الصيانة والتخزين

1. قومي دائماً بإيقاف تشغيل «SMOOTHSKIN BARE PLUS» بعد الانتهاء من المعالجة، وذلك بفصل الجهاز عن مقبس التيار الكهربائي.
2. بعد الانتهاء من استخدام وحدة التحكم اليدوية، يجب فحصه لتجنب الأضرار، ومسحه بقماش جاف خال من الوبير. تحذير: يمكن أن ترتفع حرارة الفلاتر الزجاجي أثناء الاستخدام. يجب عدم لمس المرشح أو تنظيفه لمدة 5 دقائق على الأقل بعد الاستخدام حتى يبرد.
- عدم استخدام الماء أو سائل التنظيف الأخرى، قد يتسبب ذلك في تلف الجهاز أو التسبب بأخطار على السلامة لضمان الحصول على الحد الأقصى من أداء جهاز «SMOOTHSKIN BARE PLUS»، فإنه من الضروري الحفاظ على نظافة العاكس ومستشعر البشرة تماماً من الأوساخ أو الشعر أو أي آثار أخرى.
- عند الضرورة، يمكنك تنظيف العاكس ومستشعر البشرة بقطعة رطبة من القطن بعناية شديدة..
3. قومي بتخزين «SMOOTHSKIN BARE PLUS» في مكان بارد وجاف. تأكدي من أن نافذة المعالجة ووحدة مستشعر لون البشرة على الجهاز اليدوي محمية من التلف.
4. تحققتي بانتظام من الجهاز (و الأسلاك) من علامات الضرر المرئية. في حالة حدوث تلف أو تشققات، توقفني عن استخدام الجهاز - وقومي بزيارة الموقع للحصول على الدعم.



5.4 استكشاف المشكلات وإصلاحها

المشكلة	الحل
عدم إضاءة شرائط زر التشغيل بوحدة التحكم اليدوية عند الضغط بمواجهة الجلد.	يجب التأكد من توصيل وحدة تغذية الطاقة بالمقبس الكهربائي. التأكد من ضغط مستشعر البشرة بمواجهة الجلد. قد يكون لون البشرة داكن بدرجة أكبر مما يتعذر معه القيام بعملية المعالجة. يرجى مراجعة الرسم التوضيحي للون البشرة في الجزء الأول من دليل المستخدم.
يضئ زر التشغيل بوحدة التحكم اليدوية باللون الأحمر عند وضعه على الجلد، وعدم انطلاق الويضيض من وحدة التحكم اليدوية عند الضغط على زر التشغيل.	يمكن أن يكون الجهاز معطلاً يجب فصل التيار الكهربائي عن الجهاز وإعادة التشغيل مرة أخرى. في حال استمرار المشكلة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للحصول على مزيد من الدعم.
يضئ زر التشغيل بوحدة التحكم اليدوية باللون الأحمر بشكل متواصل بينما لا يعمل الجهاز.	يشير هذا الأمر إلى وجود عطل في الجهاز يجب التوقف عن استخدام الجهاز وزيارة الموقع الإلكتروني للحصول على مزيد من الدعم.
وجود خلل، تلف، كسر، أو تشققات بوحدة التحكم اليدوية بالجهاز نافذة المعالجة، وحدة تغذية الطاقة أو الكابل	التوقف الفوري عن الاستخدام. في حالة وجود شكوك سلامة جهاز «SMOOTHSKIN BARE PLUS» أو الاعتقاد بتلف الجهاز بأي شكل من الأشكال، يجب التوقف عن استخدام الجهاز وزيارة الموقع الإلكتروني للحصول على مزيد من الدعم.

6.0 المعلومات

6.1 المواصفات الفنية

يعمل جهاز «SMOOTHSKIN BARE PLUS» بنظام الضوء النبضي المكثف عرض النطاق، بالمواصفات الفنية التالية:

• معدل التكرار: نبضات يدوية كل 0.6 ثانية.
تشغيل متواصل

أقصى معدل لكابل الإخراج البصري : 4 جول / 2م
طول النبض : 1 مل ثانية (العرض الكامل في نصف الحد الأقصى)
الطول الموجي: 510-1100 نانومتر

التيار المدخل: 100-240 فولت - 50/60 هرتز --0.91 أمبير
درجة حرارة التشغيل: بين 5 درجات مئوية و 40 درجة مئوية
رطوبة التشغيل:

الحد الأقصى 93% رطوبة بدون تكاثف

ضغوط التشغيل: 700 هيكتوباسكال إلى 1060 هيكتوباسكال
منطقة المعالجة (حجم البقعة): 3 سنتيمتر مربع (30 ملميتير × 10 ملميتير)
شروط النقل:

درجة الحرارة: - 25 إلى 70 درجة مئوية

الرطوبة: حتى 93% رطوبة نسبية بدون تكثيف

الضغوط: 500 هيكتوباسكال إلى 1060 هيكتوباسكال

يطلق جهاز «SMOOTHSKIN BARE PLUS» ومضات غير محدودة ، وتم
تصميمه لاستعمال مستخدم واحد.

«تؤكد علامة CE (الاتحاد الأوروبي) أن هذا الجهاز يتوافق مع توجيهات الاتحاد الأوروبي التالية:

• توجيه الفولتية المنخفضة EU/35/2014

• توجيه التوافق الكهرومغناطيسي EU/30/2014

• توجيه المنتجات المتعلق بالطاقة 2009 / 125 .EC.

حماية ضد الصدمات الكهربائية: النوع BF	
جهاز مزودج العزل - فئة II	
اتباع التعليمات عند الاستخدام.	
علامة إعادة تدوير نظائرات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) - الإصدار الأوروبي	
علامة المطابقة الأوروبية	
تحفظ جافة	
علامة المطابقة لمعايير المختبرات الوطنية NTRI	
مطابق لمعايير لجنة الاتصالات الفيدرالية والتوافق الكهرومغناطيسي في أمريكا الشمالية FCC EMC	
علامة الامتثال التطبيقية للسلامة الكهربائية في أستراليا	
علامة المطابقة للاتحاد الجمركي في مجموعة شرق أفريقيا	
علامة امتثال لبريطانيا - أوكرانيا	
مطابق لمنظومة حماية البيئة «نظائرات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية» - الصين RoHS	
تحذير: قد ينسب الإشعاع البصري المنبعث من الجهاز بإصابة العين.	

6.2 التخلص من الجهاز (انتهاء الصلاحية)

لتقليل الأضرار الصحية والبيئية والتأكد من إعادة تدوير المواد، يجب التخلص من هذا المنتج بأحد الأماكن المخصصة لتجميع مخلفات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية. تم طباعة رمز إعادة التدوير الموجود على المنتج (حاوية القمامة) لتذكيرك بذلك.

6.3 الضمان

ضمان لمدة عامين على المنتج تبدأ من تاريخ الشراء. خلال فترة الضمان، ستقوم بفحص عيوب الصنع والمواد مجاناً بدون أية رسوم بالإضافة إلى ذلك ستقوم باستبدال الجهاز بالكامل وفقاً للفحص.

يغطي هذا الضمان كافة الدول التي تم توريد الجهاز إليها من قبل (Cyden Ltd) أو أي من موزعيها المعتمدين

لا يشمل الضمان علي الأضرار أو التلفيات الناتجة عن الإستخدام أو الإستعمال الخاطن، كما لا يشتمل على الأضرار أو التلفيات التي تؤثر على قيمة أو تشغيل الجهاز. كما لا يشتمل على تغيير لمبة الوميض. يعتبر هذا الضمان لاغياً في حال تم الإصلاح بواسطة الأشخاص أو الفنيين الغير معتمدين، أيضاً في حالة عدم استخدام قطع الغيار الأصلية لجهاز «SMOOTHSKIN BARE PLUS». لطلب الخدمة خلال فترة الضمان، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني

www.smoothskin.com

CyDen Limited

Office Block A

Bay Studios Business Park

Fabian Way

Swansea SA1 8QB

Wales UK

قد يختلف المنتج عن الرسومات المستخدمة في هذا الدليل.

CM12-1571-01
Type: SSB 1/1

SMOOTHSKIN
bare^{PLUS}