



SMOOTHSKIN  
bare+

GUÍA DEL USUARIO

10 minutes and *voilà!*

# Bienvenidos a SMOOTHSKIN BARE+

**¡Enhorabuena!** Acaba de abrir todo un mundo de belleza incomparable, tersura y comodidad. ¡Los días con problemas de depilación quedan oficialmente en el pasado! Con su nuevo sistema de depilación con Luz Pulsada Intensa (LPI) SmoothSkin Bare+, puede esperar una piel sedosa y suave que durará tanto tiempo que habrá olvidado todo lo relacionado con piernas mal depiladas y axilas espinosas. Despidase de las bandas de cera, ¡SmoothSkin ha llegado para quedarse!

Únase y participe en la conversación de la cabina de belleza del «programa de apoyo» [www.smoothskin.com](http://www.smoothskin.com), donde podrá intercambiar consejos de belleza y obtener asesoramiento experto a lo largo de su tratamiento.

## ÍNDICE

1.1 ADVERTENCIAS	3	4.5 APAGADO	12
1.2 PRECAUCIONES	6	5.0 CUIDADOS POSTERIORES	12
1.3 SEGURIDAD OCULAR	7	5.1 POSIBLES EFECTOS ADVERSOS	12
2.0 INTRODUCCIÓN	9	5.2 TABLA DE EFECTOS ADVERSOS	13
2.1 SU SMOOTHSKIN	9	5.3 LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO	14
3.0 ¿CÓMO FUNCIONA?	9	5.4 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	14
3.1 ¿CÓMO FUNCIONA LA LPI?	9	6.0 INFORMACIÓN	15
3.2 ¿QUÉ PUEDE ESPERAR?	9	6.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	15
4.0 ¿CÓMO USARLO?	10	6.2 ELIMINACIÓN (FIN DE VIDA ÚTIL)	15
4.1 PRIMEROS PASOS	10	6.3 GARANTÍA	15
4.2 CARACTERÍSTICAS	11		
4.3 TRATAMIENTO	11		
4.4 MÉTODO DE TRATAMIENTO: TAMPÓN O DESLIZAMIENTO	12		

## 1.1 ADVERTENCIAS

**NO UTILICE** SmoothSkin Bare+ si su piel es muy oscura (vea el cuadro de tonos de piel a continuación). La piel muy oscura puede absorber demasiada energía luminosa y provocar lesiones (por ejemplo, quemaduras, descoloramientos o cicatrices) en su piel.



**NO UTILICE** SmoothSkin Bare+ si su piel está recientemente bronceada de manera natural o artificial. Su piel puede presentar una sensibilidad adicional tras su exposición al sol y ser especialmente susceptible a efectos secundarios del tratamiento con LPI, tales como quemaduras, ampollas, decoloración o cicatrices. Además, evite la exposición a la luz solar directa luego del tratamiento con SmoothSkin Bare+. Su piel puede estar especialmente sensible tras el tratamiento con LPI y ser especialmente susceptible a las quemaduras solares. Aplique un filtro de protección solar (de FPS 15 o superior) o cubra la piel.

**NO UTILICE** SmoothSkin Bare+ si tiene antecedentes de cáncer de piel o lesiones precancerígenas (como, por ejemplo: nevos o gran cantidad de lunares).

**NO UTILICE** SmoothSkin Bare+ si tiene antecedentes de cáncer de piel o lesiones precancerígenas (como, por ejemplo: nevos o gran cantidad de lunares).

**NO UTILICE** SmoothSkin Bare+ si tiene cualquiera de las siguientes afecciones, ya que SmoothSkin Bare+ puede provocar lesiones en su piel o hacer que empeoren las afecciones ya existentes. Podrá experimentar efectos adversos tales como quemaduras, ampollas y cambios de coloración en la piel (hiperpigmentación o hipopigmentación), así como cicatrices:

- Manchas de coloración marrón oscura o negras, como marcas de nacimiento, lunares o verrugas en las zonas que desee tratar.
- Enfermedades cutáneas crónicas (por ejemplo, psoriasis o vitíligo) o lesiones cutáneas (por ejemplo, quemaduras solares, cortes, heridas sin cicatrizar o infecciones activas) en las zonas que desee tratar.
- Varices en la zona que desee tratar.
- Tatuajes o maquillaje permanente en la zona que desee tratar.
- Si sufre sensibilidad a la luz solar (fotosensibilidad) o si está tomando medicación que haga que su piel sea más sensible o provoque foto sensibilidad, por ejemplo: Retin

A, Accutane y/o otros retinoides tópicos.

Si toma productos farmacéuticos, compruebe siempre el folleto de instrucciones para ver si la fotosensibilidad aparece en la lista de efectos adversos. Si aún tiene dudas sobre si puede o no utilizar SmoothSkin Bare+, consulte con su médico.

**NO UTILICE** SmoothSkin Bare+ si se ha sometido a un tratamiento de peeling cutáneo en la zona que desea tratar.

**NO UTILICE** SmoothSkin Bare+ en caso de embarazo o lactancia ya que este dispositivo no ha sido testado con este tipo de colectivos.

SmoothSkin Bare+ no está diseñado para ser utilizado por personas con capacidad física, sensorial o mental reducida, excepto cuando la persona responsable de su seguridad supervisa o da instrucciones a las mismas para la utilización segura y correcta del dispositivo.

Mantenga SmoothSkin Bare+ fuera del alcance de los niños menores de 16 años de edad. No permita que los niños utilicen, jueguen, mantengan o limpien el dispositivo.

El filtro de vidrio del SmoothSkin Bare+ es un componente crucial que se calienta durante

su utilización. NO toque el filtro durante o directamente después de su utilización. Inspeccione regularmente el filtro para detectar cualquier daño. NO utilice SmoothSkin Bare+ si no hay filtro o si está agrietado.

Asegúrese de que la ventana de tratamiento de Smoothskin Bare+ está limpia y no contiene ningún residuo. Cualquier residuo situado sobre o alrededor de la ventana de tratamiento durante el funcionamiento podría ocasionar alteraciones temporales en la piel, tales como enrojecimiento o hinchazón.

**ADVERTENCIA:** El tratamiento prolongado o reiterado sobre la superficie de una misma zona puede provocar daños en la piel. NO exceda la utilización indicada en el plan de tratamiento.

## 1.2 PRECAUCIONES

No se recomienda utilizar SmoothSkin Bare+ en pelo pelirrojo, canoso o rubio claro, ya que no es efectivo con esos colores de pelo..

### Seguridad eléctrica y contra incendios

Como con cualquier dispositivo eléctrico, es necesario tomar una serie de precauciones para garantizar la seguridad.

### Peligro

**NO UTILICE** el aparato, si SmoothSkin Bare+ se encuentra dañado,

**NO UTILICE** el aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua. No utilice el SmoothSkin Bare+ si está mojado. NO utilice si el aparato se ha expuesto al agua.

**NO** intente abrir SmoothSkin Bare+, ya que podría exponerse a partes eléctricas peligrosas y a energía de luz pulsada.

**NO UTILICE** el aparato, si el SmoothSkin Bare+ se calienta de manera excesiva al tacto. Puede significar que el SmoothSkin Bare+ está estropeado.

### 1.3 SEGURIDAD OCULAR



SmoothSkin Bare+ emite destellos de Luz Pulsada Intensa (LPI). La exposición directa a los mismos es potencialmente dañina para sus ojos. Asegúrese de seguir las precauciones de seguridad que se incluyen a continuación.

El aparato de mano solo se puede activar (emitir destellos) cuando el sensor de tono de piel detecte una lectura de Tono de Piel válido, y esté en pleno contacto con la zona de tratamiento. **No obstante:**

**NO** mire directamente a la ventana de tratamiento del aparato de mano cuando el sistema esté conectado a la red eléctrica y encendido.

**NO** intente activar (emitir destellos) el sistema dirigido hacia los ojos.

**SOLO** intente activar (emitir destellos) el sistema cuando la parte frontal del aparato de mano se encuentre en contacto con la zona que desea tratar. Le recomendamos que mire en otra dirección cuando el aparato de mano dispare los destellos sobre su piel.

**NO** trate las zonas alrededor de los ojos (cejas y pestañas). Puede utilizar SmoothSkin Bare+ para tratar el labio superior, el mentón, las mejillas, la línea de la mandíbula y el cuello de la mujer.

**NO** intente activar (emitir destellos) SmoothSkin Bare+ en ninguna superficie que no sea la piel.

El filtro de vidrio



SmoothSkin Bare+ es un dispositivo para un solo usuario. No es específico de un género, por lo tanto, es apropiado para los hombres. No se recomienda la utilización de SmoothSkin Bare+ en la barba masculina ya que los resultados pueden ser permanentes.



# 2.0 INTRODUCCIÓN

## 2.1 SU SMOOTHSKIN

**¡Es magnífico!** SmoothSkin Bare+ trabaja con Luz Pulsada Intensa proveniente de tecnología profesional de LPI. Lo que significa que en cuestiones de depilación ningún producto lo supera.



# 3.0 ¿CÓMO FUNCIONA?

## 3.1 ¿CÓMO FUNCIONA LA LPI?

SmoothSkin Bare+ ha sido diseñado para ayudar a romper el ciclo capilar y evitar el nuevo crecimiento. La energía luminosa se transmite a lo largo de la superficie de la piel y se absorbe a través de la melanina presente en el tallo piloso. Esta energía luminosa se convierte en energía térmica (bajo la superficie de la piel) que impide que el pelo vuelva a crecer. Ahora podrá comprobar cómo van cayendo los pelos que han sido tratados durante los siguientes días y hasta en 1-2 semanas.

## 3.2 ¿QUÉ PUEDE ESPERAR?

Dato curioso: El pelo crece en 3 fases consecutivas y diferenciales y no todos los pelos se encuentran en la misma fase en un momento dado. Ya que el tratamiento con LPI es efectivo solamente en una fase determinada (la «fase de crecimiento» Anágena, si le interesa saber), debe seguir el plan de tratamiento hasta poder ver los resultados deseados. Al seguir el plan recomendado, es más probable que destruya aquellos vellos que quedaron sin tratar en los tratamientos anteriores. ¡Ciencia simple!



**El plan de tratamiento:** Hablemos sobre lo que NO debe esperar. Al igual que para TODOS los dispositivos de LPI de uso doméstico y los tratamientos con láser un tratamiento no durará para siempre. Deberá continuar con el tratamiento de los vellos de vez en cuando para evitar que el crecimiento del pelo comience nuevamente. Sin embargo, lo mejor de SmoothSkin Bare+ es que evitará el nuevo crecimiento del pelo, siempre y cuando usted siga con los tratamientos periódicos, es decir, si lo mantiene, nunca más sufrirá de piernas y axilas mal depiladas. ¡Hurra!

Para aprovechar al máximo su SmoothSkin Bare+ utilícelo semanalmente en cada zona a tratar y garantice el tratamiento de los folículos pilosos.

Utilizar el dispositivo con más frecuencia (en una zona del cuerpo) no trae más ventajas debido al ciclo de crecimiento capilar normal. Utilizar el dispositivo con más frecuencia puede causar irritación cutánea.

Durante las primeras semanas siguientes al tratamiento inicial aún podrá ver algún crecimiento capilar. Probablemente sean los vellos que no han sido tratados en su fase de crecimiento (cuando la LPI es más efectiva), asegúrese de continuar con el tratamiento!

En 4 semanas podrá ver una reducción del crecimiento capilar. Aún tendrá algunos vellos que tratar ya que debe tratar cada vello en la fase correcta, pero no se preocupe, las cosas solo mejorarán de aquí en adelante, ¡así que siga!

**Efectos Adversos:** No debería ver ningún efecto adverso significativo a raíz del tratamiento. Si observa algo fuera de lo normal, diríjase al apartado 5.2 para más información.

**Mantener siempre la suavidad:** Luego de 12 semanas, todos los vellos deberían haber sido tratados y solo deberá volver a tratarlos cada 2 a 3 semanas. Sin embargo, cabe señalar que el tiempo de tratamiento para cada persona es diferente (ya que todos tenemos diferentes pieles, pelo y estilos de vida... ¡Incluso la genética tiene un papel importante aquí!) así que de ahora en adelante es usted quien decide cuál es el plan correcto para usted.

El secreto para mantener siempre la suavidad es seguir el plan de tratamiento y adherirse a este. Al utilizarlo continuamente, verá cada vez menos vellos que vuelven a crecer. A su vez, estos vellos serán más finos, de color más claro y crecerán más despacio. Con el paso del tiempo, podrá reemplazar por completo su rutina de depilación. Visite la página web SmoothSkin ([www.smoothskin.com](http://www.smoothskin.com)) para obtener asesoramiento y consejos útiles sobre cómo utilizar su SmoothSkin Bare+ y aprovecharlo al máximo.

## 4.0 ¿CÓMO USARLO?

### 4.1 PRIMEROS PASOS

1. Antes de utilizar SmoothSkin Bare+, prepare la zona que va a tratar al comprobar que está afeitada (asegurándose de eliminar todos los vellos visibles antes de cada tratamiento), limpia y seca. Cualquier vello sobre la superficie de la piel puede dañar la parte frontal del dispositivo y causar una reacción adversa. Recuerde que no debe utilizar geles ni cremas con este dispositivo.
2. Encienda el dispositivo. Enchufe la fuente de alimentación con el cable proporcionado. El sensor de tono de piel en la parte frontal del aparato de mano se iluminará en azul y el ventilador comenzará a funcionar.

### ¡Espere! Paso a paso...

Antes de comenzar su primer tratamiento en cada zona nueva del cuerpo, haga una prueba en su piel (en esa zona) para ver su reacción al SmoothSkin Bare+. La zona del Ensayo de Prueba deberá medir aproximadamente 3 cm x 2 cm (equivalente a 2 destellos aplicados en la piel, uno junto a otro).

1. Siga las instrucciones en la sección de «Primeros pasos» para comenzar normalmente.
2. Trate la zona.
3. Espere 24 horas.
4. Si no se produce ninguna reacción después de 24 horas, ¡está listo para empezar! La 'zona de prueba testada' NO debe volver a tratarse durante 1 semana como mínimo.

## 4.2 CARACTERÍSTICAS

**Sensor de tono de piel:** SmoothSkin Bare+ cuenta con un sensor de tono de piel único y sofisticado. Durante un tratamiento, el sensor de tono de piel está siempre activo buscando el tono de piel válido. Si el sensor de tono de piel no detecta un tono de piel válido o no está en pleno contacto con la piel, no se podrá activar el aparato de mano. Asegúrese de que el aparato de mano descansa de forma plana sobre su piel, ya que solo detectará el tono de piel correcto al presionarlo contra su piel.



Indicador encendido  
Detección de piel




Indicador apagado  
Sin detección de piel



## 4.3 TRATAMIENTO

- Presione firmemente el aparato de mano contra la zona a tratar. Los indicadores alrededor del botón de activación se iluminarán en BLANCO cuando el dispositivo se encuentre listo para emitir destellos.
- Pulse el botón de activación. El dispositivo emitirá un destello y sentirá una sensación de calor.
- ¡Traslade el aparato de mano a la siguiente zona que desea tratar y vuelva a empezar!

Asegúrese de que TODA LA ZONA reciba el tratamiento y trate las zonas más rebeldes (tales como axilas) con múltiples pasadas (utilice el dispositivo sobre la misma zona un máximo de 3 veces).



Asegúrese de no cubrir los ventiladores del dispositivo durante el tratamiento, ya que esto puede producir un sobrecalentamiento del dispositivo. SmoothSkin Bare+ es un dispositivo sumamente rápido y poderoso que le permite completar el tratamiento del cuerpo entero en menos de 10 minutos.



## 4.4 MÉTODO DE TRATAMIENTO: TAMPÓN O DESLIZAMIENTO

Existen dos métodos recomendados para el tratamiento: tampón o deslizamiento. Cualquiera sea el método que elija, siempre debe mover el aparato de mano entre destellos para garantizar el tratamiento uniforme de la zona y evitar que queden zonas sin tratar.

### Método Tampón

La mejor opción para zonas pequeñas como las axilas y el rostro. Coloque el aparato de mano sobre la piel, presione y suelte el botón de activación. Retire el aparato de la piel antes de volver a aplicarlo cuidadosamente en la siguiente zona a tratar.

El dispositivo debe recargarse entre destellos. El proceso tardará alrededor de medio segundo.

### Método Deslizamiento

Ideal para zonas más grandes como las piernas. Coloque el aparato de mano sobre la piel, presione y mantenga presionado el botón de activación y, a continuación, deslice el aparato de mano a lo largo de la piel entre destellos. Intente mover el aparato de mano a una velocidad constante que ofrezca una cobertura completa sin solapar y sin que queden zonas sin tratar.

## 4.5 APAGADO

Una vez finalizado el tratamiento, proceda a desconectar su SmoothSkin Bare+ desenchufándolo de la toma de corriente. Véase el Apartado 5.3 para obtener información sobre el cuidado de su SmoothSkin Bare+.

# 5.0 CUIDADOS POSTERIORES

## 5.1 POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

SmoothSkin Bare+ es un dispositivo poderoso. Algunas personas pueden sentir un leve malestar (por ejemplo, calor o enrojecimiento de la piel) durante su uso, lo cual es normal. Esta reacción desaparece generalmente luego de 24 horas. En general, los efectos adversos o reacciones adversas son inmediatos y aparecen dentro de las primeras 24 horas. Si tiene inquietudes, deje de utilizar SmoothSkin Bare+ y consulte la página web de SmoothSkin [www.smoothskin.com](http://www.smoothskin.com)

## 5.2 TABLA DE EFECTOS ADVERSOS

EFECTO ADVERSO	¿CÓMO EVALUAR LA SITUACIÓN Y REACCIONAR?
Dolor / malestar leve en la zona tratada	Esta reacción es esperable y normal con todos los tratamientos de LPI. Puede continuar utilizando el dispositivo siguiendo las instrucciones y el dolor debería remitir con su utilización continuada.
Sentir calor o sensación de hormigueo que desaparecen típicamente después de entre unos segundos y 1 minuto, y que se reducirán con la utilización continuada.	Esta reacción es esperable y normal con todos los tratamientos de LPI. Puede continuar utilizando el dispositivo siguiendo las instrucciones.
Picor en la zona de tratamiento.	Suele ser normal con los tratamientos de LPI y debe remitir después de poco tiempo. Puede continuar utilizando el dispositivo siguiendo las instrucciones. No rasque esa zona.
Enrojecimiento de la piel durante o después del tratamiento que desaparece después de algunos minutos.	Esta reacción es esperable y normal con todos los tratamientos de LPI. Podrá seguir utilizando el dispositivo siguiendo las instrucciones una vez que haya desaparecido el enrojecimiento de la piel.
Enrojecimiento de la piel que no desaparece en unos minutos y dura entre 24 y 48 horas.	Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente y consulte a su médico antes de volver a utilizarlo.
Dolor o malestar que es intenso durante el tratamiento o persiste después del mismo.	Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente y consulte a su médico antes de volver a utilizarlo.
EN CASOS MUY RAROS	¿CÓMO EVALUAR LA SITUACIÓN Y REACCIONAR?
Hinchazón y enrojecimiento que no desaparece en un plazo de dos a tres días.	Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente y consulte a su médico antes de volver a utilizarlo. Consulte la página web de SmoothSkin.
Cambios temporales en la coloración de la piel (aclorado u oscurecimiento).	Si su piel cambia de color, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente y consulte a su médico. Consulte la página web de SmoothSkin.
Ampollas o quemazón en la piel.	Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente y consulte a su médico antes de volver a utilizarlo. Aplique frío en la zona. Trate la zona con una crema antiséptica o para tratar quemaduras. Consulte la página web de SmoothSkin.

## 5.3 LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

1. Una vez finalizado el tratamiento, proceda a desconectar su SmoothSkin Bare+ desenchufándolo de la toma de corriente.
2. Después de utilizarlo, será necesario inspeccionar que el Aparato de Mano se encuentre libre de daños y limpiarlo utilizando un trapo seco y que no desprenda pelusa.  
**ADVERTENCIA:** El filtro de vidrio puede calentarse durante la utilización del aparato. NO toque o limpie el filtro durante 5 minutos como mínimo después de utilizarlo y permita que se enfríe.

**NUNCA** utilice agua u otros líquidos limpiadores dado que pueden dañar el dispositivo y provocar un riesgo potencial para la seguridad.

De ser necesario, el reflector y el sensor de tono de piel pueden limpiarse cuidadosamente con un hisopo levemente húmedo.

3. Guarde el SmoothSkin Bare+ en un lugar fresco y seco. Asegúrese de que la ventana de tratamiento y los sensores de tono de piel del aparato de mano están protegidos de cualquier daño.
4. Compruebe regularmente el dispositivo (y sus cables) por si presenta signos visibles de daños. Deje de utilizar el dispositivo en caso de que presente daños o fisuras y consulte nuestra página web.



## 5.4 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Las luces del botón de activación del aparato de mano no se encienden al colocarlo contra la piel.	Asegúrese de que la fuente de alimentación esté conectada. Compruebe que el Sensor de Tono de Piel este presionado por completo contra la piel. Su piel puede ser demasiado oscura para el tratamiento. Compruebe el cuadro de tonos de piel al principio de esta guía del usuario.
El botón de activación del aparato de mano se ilumina en blanco al colocarlo contra la piel, pero el aparato de mano no emite destellos cuando se pulsa el botón de activación.	Podría existir un fallo del dispositivo. Desenchufe el dispositivo y reinicie. Si el problema persiste, consulte nuestra página web.
Las luces del botón de activación del aparato de mano se iluminan en rojo constantemente y el dispositivo no funciona.	Esto indica la existencia de un fallo del dispositivo. Deje de utilizar el dispositivo y consulte nuestra página web.
El aparato de mano, la ventana de tratamiento, la fuente de alimentación o el cable del SmoothSkin están dañados, rotos, agrietados o parecen defectuosos.	<b>NO UTILIZAR EL DISPOSITIVO.</b> Si tiene alguna duda acerca de la seguridad del SmoothSkin Bare+ o sospecha que pueda estar dañado, absténgase de utilizarlo y consulte nuestra página web.

# 6.0 INFORMACIÓN

## 6.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SmoothSkin Bare+ es un sistema de Luz Pulsada Intensa (LPI) de amplio espectro filtrado que cumple las siguientes especificaciones:

- **Frecuencia de repetición:** pulsos manuales cada 0,6 segundos
- **Funcionamiento continuo**
- **Salida óptica máx.:** 4J/cm<sup>2</sup>
- **Duración del pulso:** 1msec FWHM
- **Longitud de onda:** 510-1100nm
- **Entrada línea de alimentación:** 100-240V-, 50/60Hz, 1,7-0,91A
- **Temperatura de funcionamiento:** entre 5 °C y 40 °C
- **Humedad de funcionamiento:** humedad relativa máxima del 93 %, sin condensación
- **Presiones de funcionamiento:** 700hPa a 1060hPa
- **Zona de tratamiento (tamaño del haz de luz):** 3 cm<sup>2</sup> (30mm x 10mm)

### Condiciones de transporte:

- **Temperatura:** -25 °C a +70 °C
- **Humedad:** humedad relativa máxima del 93 %, sin condensación
- **Presiones:** 500hPa a 1060hPa

SmoothSkin Bare+ puede producir un número ilimitado de destellos y está indicado para un solo usuario.

El marcado CE certifica que este aparato se ajusta a las siguientes directivas de la Comunidad Económica Europea\*\*

- **Directiva 2014/35/UE de baja tensión**
- **Directiva 2014/30/UE en materia de compatibilidad electromagnética**
- **Directiva 2009/125/CE sobre productos relacionados con la energía**



Parte aplicada Tipo BF



Equipo de Clase II



Siga las instrucciones de utilización



Marca de eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) de la Unión Europea



Marca de conformidad europea



Manténgase en un lugar seco



Marcado de la certificación NRTL



Cumplimiento FCC EMC para Norteamérica



Marca de Cumplimiento Normativo Australiana



Marca de Conformidad EAC para la Unión Aduanera



Marca de Cumplimiento Trébol para Ucrania



Plazo de uso de la protección medioambiental RoHS China



Señal de advertencia de radiación óptica del dispositivo que puede provocar lesión ocular.

## 6.2 ELIMINACIÓN (FIN DE VIDA ÚTIL)

Para reducir al mínimo las amenazas para la salud y el medioambiente y garantizar que se reciclan los materiales, este producto deberá eliminarse en una instalación de recolección separada y específica para residuos de equipos eléctricos y electrónicos. El símbolo del contenedor de basura marcado en el producto sirve como recordatorio.

## 6.3 GARANTÍA

Ofrecemos una garantía de 2 años para este producto a partir de la fecha de compra. Dentro del plazo de la garantía comprobaremos sin coste alguno que los materiales y la mano de obra no presenten fallos, y sustuiremos el dispositivo completo, con arreglo a nuestro criterio.

Esta garantía no cubre los daños que se produzcan como resultado de una utilización incorrecta, del desgaste o uso habitual del mismo, así como los defectos que tengan un efecto insignificante en el valor o en el funcionamiento del aparato. La garantía perderá su validez si personas no autorizadas realizan reparaciones y si no se utilizan piezas originales de SmoothSkin Bare+. Para acceder a servicios dentro del plazo de garantía visite nuestra página web: [www.smoothskin.com](http://www.smoothskin.com)

CyDen Limited  
Office Block A  
Bay Studios Business Park  
Fabian Way  
Swansea SA1 8QB  
Wales UK

\*Product may vary from illustrations  
shown throughout this guide

CM12-1548-01

SMOOTHSKIN  
bare+